



## Anleitung zum Ringversuch MQ 2015-3

### Allgemein:

#### Handhabung der Proben

- Gekühlte Proben müssen etwa 15-30 Minuten (Ausnahme Blutgasampullen 5 Std) vor der Analyse aus dem Kühlschrank genommen werden, damit sie Zimmertemperatur haben.
- Gebrauchsfertige Proben müssen danach nur noch gemischt werden.
- Unsere Proben sind teilweise humanen Ursprungs. Sie müssen mit der gleichen Sorgfalt wie Patientenproben behandelt und entsorgt werden.

#### Analyse der Proben

- Die Proben müssen mit der gleichen Methode analysiert werden, die Sie auch für die Patientenproben verwenden.
- Mehrfachbestimmungen sind nur erlaubt, wenn dies auch bei Patientenproben gemacht wird.
- Proben dürfen nicht an andere Laboratorien weitergeleitet werden.

#### Abgabe der Resultate

- Die Resultate müssen vom verantwortlichen Laborleiter/Arzt unterzeichnet werden.
- Die Resultate dürfen erst mit Kollegen aus anderen Laboratorien besprochen werden, wenn der Ringversuch abgeschlossen ist, d.h. die Auswertungen verschickt sind.

#### Administration

- **WICHTIG:** Kontrollieren Sie ob die Angaben auf dem Protokollbogen korrekt und vollständig sind. Änderungen und Ergänzungen können Sie von Hand auf den Bogen schreiben.
- Schicken Sie uns keine Proben zurück. Wir können nur die Briefeinlage-Etuis aus Plastik und die Objektträger-Etuis wieder verwenden.
- Bitte vergessen Sie nicht, eine Fotokopie Ihres Protokollbogens aufzubewahren, bis Sie die Auswertung erhalten und kontrolliert haben.

#### Geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR)

- Um die Nierenfunktion eines Patienten zu beurteilen, sollte das Kreatinin im Plasma gemessen und daraus die eGFR berechnet werden. Im Protokollbogen finden alle Teilnehmer welche Kreatinin messen einen zusätzlichen Eintrag für die eGFR. Falls Sie noch nicht mit der eGFR arbeiten finden Sie weitere Hinweise und einen Rechner auf [www.mqzh.ch](http://www.mqzh.ch).

**Angaben zum Patienten: 30-jähriger Mann, Hautfarbe weiss, Gewicht 90kg.**

### H1 - Hämatologie

---

Vorbereitung	2-3 Minuten von Hand drehen und kippen bis keine Zellen mehr am Boden des Fläschchens kleben.
Analysen	Hämoglobin, Hämatokrit, Leukozyten, Thrombozyten und Erythrozyten.
Wichtig	Beim Hämoglobin akzeptieren wir nur die Einheit g/l.

### H3 - Differentialblutbild

---

Proben	2 Objektträger, gefärbt und eingedeckt.
Analysen	Differenzialblutbild in Prozent, Beurteilung der Lc, Tc und Ec.

### H4- Parasitäre Hämatologie

---

Proben	1 Objektträger, gefärbt und eingedeckt.
Analysen	Identifikation der Parasiten und die Angabe der Parasitämie in Prozent.

**Wenn Sie die Blutbilder nur für Ausbildungszwecke möchten, können Sie uns dies mitteilen. H3-Differentialblutbild und H4-Parasitäre Hämatologie erscheinen dann nicht auf Ihrem Zertifikat.**

### H6- Blutbild Automat 5-Part

---

Proben	0.8 ml Vollblut
Analysen	Hämoglobin, Hämatokrit, Leukozyten, Thrombozyten und Erythrozyten, Neutrophile, Lymphozyten, Monozyten, Eosinophile, Basophile.

**Diese Ringversuchsprobe wird wie eine Patientenprobe gemessen. Bitte messen Sie die Probe unmittelbar nach Erhalt.**

### H7- Retikulozyten Automat

---

Proben	0.8 ml Vollblut
Analysen	Retikulozyten

**Diese Ringversuchsprobe wird wie eine Patientenprobe gemessen. Bitte messen Sie die Probe unmittelbar nach Erhalt.**

### G1 - Gerinnung, orale Antikoagulation

---

Vorbereitung	1 ml bidestilliertes Wasser in das Fläschchen pipettieren. Die Flasche wieder verschliessen. Durch vorsichtige Kreisbewegungen auflösen und 20 Minuten bei Zimmertemperatur stehen lassen. Vor der Messung nochmals vorsichtig von Hand mischen.
Analysen	INR-Wert, PTT, Fibrinogen.
Bemerkung	Spezialanleitung für Hepato-Quick, Kapillar-Citratblut Methode: Der aufgelösten Probe 300 µl NaCl Lösung (0.9%) zugeben und mischen In ein Bestimmungsröhrchen 100 µl Citrat-Pufferlösung (pH 4.5) geben, 20 µl Probe zugeben. Das gesamte Volumen im Test einsetzen (120 µl). Nach der üblichen Vorschrift weiterarbeiten.

### G3 - Gerinnung, keine Antikoagulation

---

Vorbereitung	1 ml bidestilliertes Wasser in das Fläschchen pipettieren. Die Flasche wieder verschliessen und vorsichtig mischen. 10 Minuten bei Zimmertemperatur stehen lassen. Innerhalb von 60 Minuten messen.
Analysen	Quick, PTT, Fibrinogen, Thrombinzeit.
Bemerkungen	Falls der Quick über 100% beträgt, bitte nur ">100" angeben.

### G4 - Gerinnung, Heparintherapie

---

Vorbereitung	1 ml bidestilliertes Wasser in das Fläschchen pipettieren. Die Flasche wieder verschliessen und vorsichtig mischen. 10 Minuten bei Zimmertemperatur stehen lassen. Innerhalb von 60 Minuten messen.
Analysen	Quick, PTT, Fibrinogen, Thrombinzeit.

### G5 - D-Dimere NC

---

Analysen	D-Dimere
Geräte	Nyco Card, Check-1VedaLab, Ultimed und Simplify.

## G6 - D-Dimere

---

Analysen	D-Dimere
Bemerkungen	Teilnehmer mit Vidas: Bei Werten >1000 müssen Sie die Probe verdünnen.

## G11 - CoaguCheck XS Plus

---

Vorbereitung	In der Bedienungsanleitung oder auf ( <a href="http://www.mqzh.ch">www.mqzh.ch</a> unter „Anleitungen“) finden Sie eine detaillierte Anleitung zum Messen der internen Qualitätskontrolle. Die Ringversuchsprobe muss gleich behandelt werden.
Analysen	INR-Wert.

## G12 - Hemochron Jr.

---

Vorbereitung	In der Bedienungsanleitung oder auf ( <a href="http://www.mqzh.ch">www.mqzh.ch</a> unter „Anleitungen“) finden Sie eine detaillierte Anleitung zum Messen der internen Qualitätskontrolle. Die Ringversuchsprobe muss gleich behandelt werden.
Analysen	INR Wert
Wichtig	Die Ringversuchsprobe mit einer Citrat-Küvette messen. Sollten Sie in Ihrer Praxis mit Kapillarblut messen, können Sie die Citrat-PT Küvetten für den Ringversuch bei Axon Lab bestellen.

## G14 - micro INR

---

Vorbereitung	Die detaillierte Anleitung zum messen der Ringversuchsprobe finden Sie auf ( <a href="http://www.mqzh.ch">www.mqzh.ch</a> unter „Anleitungen“).
Analysen	INR Wert

## I1/I6- CRP

---

Analysen	CRP
Bemerkungen	QuickRead: Probe wie Vollblut eines Patienten behandeln. Nycocard Single-Test: Gerät zum Ablesen auf CRP Plasma/Serum umstellen. Microsemi: Auf unserer Homepage <a href="http://www.mqzh.ch">www.mqzh.ch</a> , finden Sie eine detaillierte Anleitung für die Messung der Ringversuchsproben.

## I2 - Plasmaproteine

---

Analysen	IgA, IgG, IgM, IgE, C3, C4, $\alpha$ -1-Antitrypsin, $\alpha$ -1-Glykoprotein, Antistreptolysin, Haptoglobin, Transferrin, $\beta$ -2-Mikroglobulin, Coeruloplasmin, Präalbumin.
----------	--

## I3 - Allergologie

---

Bemerkungen	Teilnehmer mit CAP oder Immulite können folgende Analysen durchführen: IgE total, IgE multispezifisch (sx1, rx2 und fx5), IgE spezifisch (Birke t3, Erdnuss f13, Katzenepithel e1) Teilnehmer mit Allergyscreen von Teomed oder Allergietests von Intex können wie bisher einfach den Befund beilegen.
-------------	--

## K1 - Klinische Chemie

---

Analysen	Albumin, AP, Amylase, PAmylase, Bilirubin, Calcium, Chlorid, Cholesterin, HDL-Cholesterin, CK, Eisen, GGT, Glukose, Harnsäure, Harnstoff, Kalium, Kreatinin, LDH, Lithium, Magnesium, Natrium, Phosphat, Protein, AST/GOT, ALT/GPT, Triglyceride, Fruktosamin, Laktat.
Resultate	Bei Enzymmessungen mit Reflotron, Ektachem und Spotchem müssen 37°C Werte angegeben werden.
Bemerkungen	Falls Sie nur Glukose bestimmen, können Sie die Probe K2 (flüssig) bestellen. Teilnehmer, welche mit den Geräten Cobas Ready und Spotchem 4410/4420/4430 arbeiten, benötigen die Probe K13 für die Kreatinin-Bestimmung. Teilnehmer mit Cholestech LDX bitte Gerät auf Serum stellen.

## K2 - Glukose

---

Analysen	Glukose
Bemerkung	Geeignet für alle Glukosemessgeräte.

### **K3/K18 - HbA1c**

---

Analysen	HbA1c
Bemerkungen	Bitte führen Sie die Bestimmung möglichst bald durch (frisches Vollblut). Falls das NycoCard "Hb zu niedrig" anzeigt, müssen Sie zwei Kapillaren in die Verdünnungslösung (R1/Reagenz) geben. Falls das NycoCard "Reduz. Hb Konz" anzeigt, müssen Sie zwei Röhrchen mit Reagenzlösung (R1) zusammengiessen und eine Kapillare dazugeben. Es gibt zwei verschiedene Proben (A und B). Bitte kontrollieren Sie, ob die Angabe auf dem Protokollbogen mit der Etikette Ihrer Probe übereinstimmt.

### **K4/K7/K9/K16 - Blutgase**

---

Analysen	pO <sup>2</sup> , pCO <sup>2</sup> , pH, Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , Ca <sup>++</sup> , Cl <sup>-</sup> , Glukose, Laktose.
Bemerkung	Für OPTI-Geräte benötigen Sie die Kontrolle K7 OPTI oder K9 OPTI CCA. Radiometer: Bitte beachten Sie die Gerätespezifischen Anleitungen auf unserer Homepage. Für das Kreatinin benötigen Sie die Probe K1.
Vorbereitung	Die Proben müssen mindestens 5h vor Gebrauch bei Zimmertemperatur gelagert werden (ca. 25°C). Mischen Sie die Ampulle kräftig. Bereiten Sie Ihr Analysengerät vor. Brechen Sie die Ampulle auf und messen Sie sofort, wie wenn es eine Patientenprobe wäre.

### **K5 - Herzinfarkt-Marker**

---

Analysen	CK-MB Masse, Myoglobin, Troponin I, Troponin T (Immunologische Bestimmung).
Bemerkung	Alle quantitativen Methoden wie z.B. Elecsys, Dimension, Immulite, Axsym, Advia Centaur sowie alle Schnelltests. Teilnehmer mit dem Triage Meter Plus benötigen die Probe K26.

### **K6 - Hormone**

---

Analysen	TSH, T3, T4, fT3, fT4, Cortisol, Prolaktin, LH, FSH.
----------	--

### **K8 – Cobas h232/ Cardiac Reader**

---

Analysen	Myoglobin, Troponin T, CK-MB, D-Dimere und proBNP
Bemerkung	Für Cobas h232 / Cardiac Reader + Schnelltest (TropT sensitive)

### **K10 - Anämie**

---

Analysen	Vitamin B12, Folsäure, Ferritin.
----------	----------------------------------

### **K11 - BNP Triage**

---

Vorbereitung	Bitte lösen Sie das Lyophilisat vorsichtig mit 1000µl bidest Wasser auf. Mischen Sie die Probe ab und zu von Hand, während 20 Minuten.
Analysen	BNP

### **K12 - Bilirubin neonatal**

---

Analysen	Bilirubin: total, direkt, indirekt und neonatal.
----------	--

### **K13 – Kreatinin Spotchem**

---

Analysen	Kreatinin
Bemerkung	Nur für Teilnehmer die mit Spotchem arbeiten.

### **K14 - Tumormarker**

---

Analysen	PSA, freies PSA, Alpa-1-Fetoprotein (AFP), Carcino-embryonales Antigen (CEA), Human Choriongonadotropin (HCG) qn, CA 125, CA 19-9, CA 15-3.
----------	---

### **K15 - CK-MB Aktivität**

---

Analyse	CK-MB Aktivität.
---------	------------------

---

**K17 - BNP / NT-pro BNP Plasma**

---

Vorbereitung Bitte lösen Sie das Lyophilisat vorsichtig mit 1000µl bidest Wasser auf.  
Mischen Sie die Probe ab und zu von Hand, während 20 Minuten.  
AnalysenBNP, NT-proBNP.

---

**K20 - Procalcitonin**

---

Analysen Procalcitonin

---

**K21 - Intaktes Parathormon (PTH)**

---

Analysen Intaktes Parathormon (PTH), 25-OH Vitamin D, Osteocalcin

---

**K22 - Osmolalität**

---

Analysen Osmolalität, Natrium, Kalium, Glukose, Harnstoff  
Bemerkung Osmolalität aus der Probe K1 wird nicht mehr ausgewertet, da aufgrund der Stabilisatoren in K1 keine vernünftigen Werte messbar sind.

---

**K24 – Medikamente**

---

Analysen Digoxin, Valproinsäure, Carbamazepin und weitere auf Anfrage

---

**K25 – Cystatin C**

---

Analysen Cystatin C

---

**K26 – Triage**

---

Analysen Troponin I, D-Dimere, CK-MB Masse, Myoglobin

---

**K28 – Alkohol**

---

Analysen Alkohol

---

**K29 – Calprotectin**

---

Analysen Calprotectin  
Wichtig Die Probe wird gefroren verschickt. Bitte messen Sie die Probe umgehend nach dem Auftauen der Probe. Falls Sie die Probe nicht sofort messen können, bitte bei -20°C lagern

---

**K30 – Lipide Af/b101**

---

Analysen Cholesterin gesamt, Cholesterin HDL, Triglyceride  
Bemerkung für Teilnehmer mit Afinion und Cobas b101

---

**K34 – Lipase**

---

Analysen Lipase  
Bemerkung für alle Geräte

---

**U1 – Urin quantitativ**

---

Analysen Quantitativ: Amylase, Calcium, Chlorid, Glukose, Magnesium, Osmolarität, pH, Phosphat, Kalium, Protein, Natrium, Harnstoff, Harnsäure.  
Bemerkungen Nicht für Urin-Teststreifen geeignet.  
Für Albumin im Urin und Creatinin im Urin muss für alle Geräte die Probe U5 verwendet werden.

---

**U2 - Urin Teststreifen**

---

Analysen Urinteststreifen und Schwangerschaftstest.  
Wichtig Wir unterscheiden bei den Auswertungen die verschiedenen Teststreifentypen und Geräte. Bitte kontrollieren Sie ob die Angaben auf dem Protokollbogen mit Ihren Streifen übereinstimmen und kreuzen Sie das Ergebnis an. Wenn Sie zum Beispiel die 7-er Teststreifen benutzen oder kein HcG testen, kreuzen Sie einfach bei der entsprechenden Analyse nichts an. Es erscheint dann auch nicht auf Ihrer Auswertung.

---

**U3 - Urin Drogen**

---

Analysen Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Cannabinoide, Cocain, Methadon, Opiate, Methaqualon, Metamphetamin, LSD, trizyklische Antidepressiva, Paracetamol, Phencyclidin.  
Bemerkungen Bei allen Methoden werden nur qualitative Resultate (positiv/negativ) ausgewertet.

#### **U5 – Albumin Urin/ACR**

---

Analysen Mikroalbumin, Kreatinin.  
Bemerkungen: Für alle Geräte

#### **V1 - HIV Schnelltest**

---

Analysen HIV-Screening mit Schnelltests.  
Bemerkung Positive Proben sind nicht infektiös.

#### **B1 - Strep A**

---

Vorbereitung Den Tupfer einsetzen wie wenn er frisch wäre.  
Analysen Strep A Schnelltest.  
Bemerkungen Bitte vergleichen Sie die Bezeichnung der verwendeten Testkassette mit den Angaben auf dem Protokollbogen und korrigieren Sie diese wenn nötig.  
Benutzer des QuickVue-InLine Tests: Auf [www.mqzh.ch](http://www.mqzh.ch) unter „Anleitungen“ finden Sie eine detaillierte Anleitung.

#### **B2 – Uricult**

---

Vorbereitung Auf ([www.mqzh.ch](http://www.mqzh.ch) unter „Anleitungen“) finden Sie eine detaillierte Anleitung zum Auflösen der Uricult-Proben.  
Analysen Es muss nur die Keimzahl angegeben werden.

#### **S1 – Okkultes Blut im Stuhl**

---

Vorbereitung Die simulierte Stuhlprobe ist gebrauchsfertig, und wird genau gleich wie eine Patientenprobe angewendet.

#### **B9 - Bakteriologie**

---

Proben 5 Proben (2x Resistenzprüfung, 5x Identifikation).  
Analysen Kapitel 3.2.2 der AL.  
Wichtig Probe nur unter der Sicherheitskabine auflösen und bearbeiten!  
Vorbereitung Den Schraubdeckel öffnen und den grauen Gummi desinfizieren.  
Die Proben rekonstituieren mit 0.5 ml 0.9% NaCl, indem die Flüssigkeit mit einer sterilen Spritze durch den grauen Gummi injiziert wird.  
Hinweis: Auch wenn Sie das Material weiterschicken, müssen Sie es für den Ringversuch trotzdem bearbeiten.

## Checkliste für die externe Qualitätskontrolle 2015

**Alle Analysen auf dieser Liste, welche in Ihrem Labor durchgeführt und über Krankenkassen abgerechnet werden, müssen auf Ihrem Protokollbogen stehen! Bitte ergänzen Sie Ihren Protokollbogen von Hand.**

(Diese Liste beinhaltet nur Analysen, die von MQ angeboten werden, und ist gültig bis zum 31.12.2015. Weitere obligatorische Analysen aus den Bereichen Transfusionsmedizin, Genetik/molekulare Diagnostik, Immunologie (Autoantikörper, Flowzytometrie), Virologie, Parasitologie und Mikrobiologie sind auf [www.qualab.ch](http://www.qualab.ch) publiziert.)

	Parameter	Toleranz	MQ RV
1019.00	aPTT, partielle Thromboplastinzeit	± 25 %	G1,G3,G4
1020.00	ALT (GPT, ALAT)	± 18 % (<30U/l: ±6U/L)	K1
1021.00	Albumin	± 12 % (<30g/l: ±3.6g/l)	K1
1027.00	Alkalische Phosphatase	± 18 % (<60 U/L: ±11U/L)	K1
1034.00	Alpha-1-Fetoprotein (AFP)	± 25 %	K14
1046.00	Amphetamine, ql	Richtig	U3
1047.00	Amylase	± 18 % (<50U/l: ±9U/l)	K1
1093.00	AST (GOT, ASAT)	± 18 % (<30U/l: ±6U/l)	K1
1197.00	Barbiturate, ql	Richtig	U3
1199.00	Benzodiazepine, ql	Richtig	U3
1207.00	Bilirubin total	± 18% (10µmol/l: ±2µmol/l)	K1, K4,K16
1212.00	Blutgase (pH)	± 0.9 %	K4,K7, K9, K16
1212.00	Blutgase (pO2, pCO2)	± 12 %	K4,K7, K9, K16
1223.00	Calcium, total	± 12 % (<2mmol/l: ±0.24mmol/l)	K1
1225.00	Cannabis, ql	Richtig	U3
1227.00	Carcino-embryonales Antigen (CEA)	± 25 %	K14
1229.00	Chlorid	± 6 %	K1,K4,K16
1230.00	Cholesterin total	± 10 %	K1,K30
1237.00	Cocain, ql	Richtig	U3
1240.00	Cortisol, basal	± 20 %	K6
1245.00	C-Reaktives Protein (CRP)	± 21 % (<10mg/l: ±2mg/l)	I1
1249.00	Kreatin Kinase (CK)	± 18 % (<33U/l: ±6U/l)	K1
1259.00	D-Dimere, ql	Richtig	G5,G6,K8,K31
1260.00	D-Dimere, qn	± 21 %	G5,G6,K8,K31
1266.00	Differenzialblutbild	je nach Probe	H3
1267.00	Digoxin	± 24 % (<1 nmol/l: ±0,24 nmol/l)	K24
1270.00	Eisen	± 20 %	K1
1297.00	Erythrozyten-Zählung	± 25 %	H1
1307.00	Estradiol	± 30 % (<200 pmol/l: ±60 pmol/l)	K6
1314.00	Ferritin	± 24 % (<10 µg/l: ±2,4 µg/l)	K10
1320.00	Fibrinogen	± 15 %	G1,G3,G4
1329.00	Folat	± 20 %	K10
1331.00	FSH (Follikelstimulierendes Hormon)	± 24 %	K6
1341.00	GGT	± 18 % (40U/l: ±8U/l)	K1
1356.00	Glucose	± 10 %	K1,K2,K4,K16,K22
1363.00	Glykiertes Hämoglobin (HbA1c)	± 9 % (<5%:±0.5%)	K3,K18
1375.00	Hämatokrit	± 9 %	H1
1396.00	Hämoglobin	± 9 %	H1
1406.00	Harnstoff	± 15 % (<3.3mmol/l: ±0.5mmol/l)	K1,K22
1410.00	HDL-Cholesterin	± 21 % (<0.4mmol/l: ±0.09mmol/l)	K1,K30
1425.00	Human Choriongonadotropin (HCG) qn	± 25 %	K14
1441.00	IgA	± 25 %	I2
1443.00	IgE total, qn	± 20 %	I2,I3
1445.00	IgE spezifisch Erdnuss, Birke, Katze	± 1 Klasse	I3
1446.00	IgE spezifisch Erdnuss, Birke, Katze, qn	± 20%	I3
1447.00	IgE multispezifisch (Screening tests)	Richtig	I3
1451.00	IgG	± 25 %	I2
1457.00	IgM	± 25 %	I2

1479.00	Kalium	± 6 % (<3mmol/l: ±0.2mmol/l)	K1,K4,K9,K16,K22
1509.00	Kreatinin	± 18 % (50 µmol/l: ± 9µmol/l)	K1,K13
1510.00	Kreatinin, andere Körperflüssigkeit	± 21 % (<2mmol/l: ±0.42mmol/l)	U5
1518.00	LDH	± 18 %	K1
1532.00	Leukozyten-Zählung	± 25 %	H1
1537.00	Lipase	± 18 % (<18U/l: ±4U/l)	K34
1541.00	Lithium (Blut)	± 15 % (<1mmol/l: ±0,15mmol/l)	K1
1542.00	Luteinisierendes Hormon (LH)	± 24 %	K6
1556.00	Magnesium	± 12 % (<0.7mmol/l: ±0.09mmol/l)	K1
1563.00	Methadon, ql	Richtig	U3
1572.00	Myoglobin	± 30 %	K5, K8
1574.00	Natrium	± 6 %	K1,K4,K9,K16,K22
1576.00	BNP, NT-proBNP	± 27 % (<75ng/l: ±20ng/l)	K8,K11,K17,K26,K31
1584.00	Opiate, ql	Richtig	U3
1587.00	Osmolalität	± 6 %	K22
1592.00	Pankreasspezifische Amylase	± 18 % (<25U/l: ±5U/l)	K1
1595.00	Parathormon (PTH)	± 24 %	K21
1601.00	Phosphat	± 15 %	K1
1619.00	Procalcitonin, qn, sensitive Methode (<0.1ug/l)	± 27 % (0.5ng/l: ±14ng/l)	K20
1623.00	Prolaktin (PRL)	± 24 %	K6
1626.00	Prostata spezifisches Antigen (PSA)	± 25 %	K14
1627.00	freies PSA	± 25 %	K14
1634.00	Total Protein	± 12 % (<30g/l: ±3.6g/l)	K1
1694.00	Testosteron total	± 30 % (<1 nmol/l: ±0.3nmol/l)	K6
1700.00	Quick (INR)	± 15 % (INR > 1.3: ±0.2)	G1-G14
1715.00	Thrombozyten-Zählung	± 25 %	H1
1718.00	Thyreotropin (TSH), basal	± 20 %	K6
1719.00	Thyreotropin (TSH), stimuliert	± 20 %	K6
1720.00	Thyroxin, freies (FT4)	± 20 %	K6
1731.00	Triglyceride	± 20 %	K1, K30
1734.00	Troponin (T oder I) mittels ELISA	± 24 %	K5,K8,K26,K31
1735.00	Troponin (T oder I), Schnelltest	Richtig	K5,K8,K26,K31
1738.00	Harnsäure/urat	± 12 %	K1
1749.00	Vitamin B12	± 20 %	K10
1006.00	Vitamin D (25-Hydroxy-)	± 27 %	K21
3008.00	CMV, Ig oder IgG, ql	Richtig	B7
3010.00	CMV, IgM, ql	Richtig	B7
3166.00	Rötelnvirus Ig oder IgG, ql	Richtig	B4
3168.00	Rötelnvirus IgM, ql	Richtig	B4
3177.00	VZV IgG, ql	Richtig	B8
3478.00	Treponema Ig oder IgG, qn	Richtig	B6
3478.00	TPHA/TPPA, qn	Richtig	B6
3480.00	Treponema IgM, ql	Richtig	B6
3482.00	RPR/VDRL-Test, qn	Richtig	B6
3102.00	HIV 1+2 Antikörper Schnelltest, ql	Richtig	V1
3330.00	Urin, Eintauch-Objekträger (Uricult)	Richtig	B2
3469.00	Streptococcus Beta-haem., Gruppe A, Schnelltest	Richtig	B1
3533.00	Plasmodiennachweis, Mikroskopie	Richtig	H4
3549.00	Toxoplasma gondii Ig oder IgG, qn	Richtig	B5
3553.00	Toxoplasma gondii IgM, ql	Richtig	B5
AL3.2.2	Bakteriologie	Richtig	B9