



Rapport de l'essai interlaboratoire MQ 2014-4 U3 Urine, dépistage de drogues

Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Roche Cobas	Négative	9	9	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Syva Rapid Test	Négative	3	3	100
Intex	Négative	4	4	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	8	8	100
Autres quantitatif	Négative	13	13	100
Autres tests rapides	Négative	49	49	100
TOTAL		96	96	100

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Intex	Négative	3	3	100
Syva Rapid Test	Négative	2	2	100
Triage TOX	Négative	8	8	100
Autres tests rapides	Négative	21	20	95
TOTAL		34	33	97

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres tests rapides	Négative	8	8	100

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	8	8	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Intex	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	8	8	100
Autres quantitatif	Négative	8	8	100
Autres tests rapides	Négative	22	22	100
TOTAL		56	56	100

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	10	10	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Intex	Négative	10	9	90
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	8	8	100
Autres quantitatif	Négative	15	15	100
Autres tests rapides	Négative	56	56	100
TOTAL		109	108	99

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	10	10	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Syva Rapid Test	Négative	5	5	100
Intex	Négative	9	9	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	8	8	100
Autres quantitatif	Négative	15	15	100
Autres tests rapides	Négative	59	59	100
TOTAL		116	116	100

Cocain

1000 µg Bencoylecgonin / litre

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Positive	10	10	100
Triage 8	Positive	9	9	100
Syva Rapid Test	Positive	5	5	100
Intex	Positive	10	9	90
Syntron Quik	Positive	1	1	100
Triage TOX	Positive	8	8	100
Autres quantitatif	Positive	16	16	100
Autres tests rapides	Positive	61	61	100
TOTAL		120	119	99

LSD

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	1	1	100

Méthadone*1000 µg Méthadone et 1000 µg EDDP / litre*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Positive	10	10	100
Triage 8	Positive	9	9	100
Intex	Positive	11	10	91
Syntron Quik	Positive	1	0	0
Triage TOX	Positive	8	8	100
Autres quantitatif	Positive	15	15	100
Autres tests rapides	Positive	44	43	98
TOTAL		98	96	98

Opiacés*1000 µg Morphin*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Positive	10	10	100
Triage 8	Positive	9	9	100
Syva Rapid Test	Positive	5	5	100
Intex	Positive	12	10	83
Syntron Quik	Positive	1	0	0
Triage TOX	Positive	8	8	100
Autres quantitatif	Positive	16	15	94
Autres tests rapides	Positive	60	55	92
TOTAL		121	113	93

Paracétamol

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Négative	7	7	100

Phencyclidine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Négative	7	7	100
Autres tests rapides	Négative	8	8	100
TOTAL		15	15	100

Antidépresseurs tricycles*1000 µg Doxepin / litre*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage 8	Pos/Neg*	8	8	100
Triage TOX	Pos/Neg*	8	8	100
Toutes les méthodes	Pos/Neg*	15	15	100
TOTAL		31	31	100

**la concentration de Doxepin était au seuil de décision*

Zürich, 1.12.2014
 Dr. R. Fried