



Rapporto Controlli Circolari MQ 2014-4 U3 Screening delle droghe su urina

Anfetamine

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Roche Cobas	Negativo	9	9	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativo	3	3	100
Intex	Negativo	4	4	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	8	8	100
Altri test quantitativi	Negativo	13	13	100
Altri test rapidi	Negativo	49	49	100
TOTALE		96	96	100

Metanfetamina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Intex	Negativo	3	3	100
Syva Rapid Test	Negativo	2	2	100
Triage TOX	Negativo	8	8	100
Altri test rapidi	Negativo	21	20	95
TOTALE		34	33	97

Ecstasy pos/neg

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test rapidi	Negativo	8	8	100

Barbiturici

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	8	8	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Intex	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	8	8	100
Andere quantitativi	Negativo	8	8	100
Altri test rapidi	Negativo	22	22	100
TOTALE		56	56	100

Benzodiazepine

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	10	10	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Intex	Negativo	10	9	90
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	8	8	100
Altri test quantitativi	Negativo	15	15	100
Altri test rapidi	Negativo	56	56	100
TOTALE		109	108	99

Cannabinoidi

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	10	10	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativo	5	5	100
Intex	Negativo	9	9	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	8	8	100
Altri test quantitativi	Negativo	15	15	100
Altri test rapidi	Negativo	59	59	100
TOTALE		116	116	100

Cocaina

1000 µg Bencoilecgonina / litro

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Positivo	10	10	100
Triage 8	Positivo	9	9	100
Syva Rapid Test	Positivo	5	5	100
Intex	Positivo	10	9	90
Syntron Quik	Positivo	1	1	100
Triage TOX	Positivo	8	8	100
Altri test quantitativi	Positivo	16	16	100
Altri test rapidi	Positivo	61	61	100
TOTALE		120	119	99

LSD

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	1	1	100

Metadone*1000 µg Metadone e 1000 µg EDDP / litro*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Positivo	10	10	100
Triage 8	Positivo	9	9	100
Intex	Positivo	11	10	91
Syntron Quik	Positivo	1	0	0
Triage TOX	Positivo	8	8	100
Altri test quantitativi	Positivo	15	15	100
Altri test rapidi	Positivo	44	43	98
TOTALE		98	96	98

Oppiacei*1000 µg Morphin*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Positivo	10	10	100
Triage 8	Positivo	9	9	100
Syva Rapid Test	Positivo	5	5	100
Intex	Positivo	12	10	83
Syntron Quik	Positivo	1	0	0
Triage TOX	Positivo	8	8	100
Altri test quantitativi	Positivo	16	15	94
Altri test rapidi	Positivo	60	55	92
TOTALE		121	113	93

Paracetamolo

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Negativo	7	7	100

Phencyclidin

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Negativo	7	7	100
Altri test rapidi	Negativo	8	8	100
TOTALE		15	15	100

Antidepressivi triciclici*1000 µg Doxepin / litro*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage 8	Pos/Neg*	8	8	100
Triage TOX	Pos/Neg*	8	8	100
Tutti i metodi	Pos/Neg*	15	15	100
TOTALE		31	31	100

*La concentrazione di doxepina era al limite soglia: sia le risposte positive che quelle negative sono state accettate.

Zürich, 1.12.2014
Dr. R. Fried