



## Rapport de l'essai interlaboratoire MQ 2015-1 U3 Urine, dépistage de drogues

### Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Roche Cobas	Négative	9	9	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Syva Rapid Test	Négative	4	4	100
Intex	Négative	6	6	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	12	11	92
Autres tests rapides	Négative	49	48	98
<b>TOTAL</b>		<b>101</b>	<b>99</b>	<b>98</b>

### Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Intex	Négative	2	2	100
Syva Rapid Test	Négative	2	2	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres tests rapides	Négative	21	21	100
<b>TOTAL</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

### Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres tests rapides	Négative	8	8	100

### Barbituriques

*1000 µg Secobarbital / litre*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Positive	8	8	100
Triage 8	Positive	9	9	100
Intex	Positive	1	1	100
Triage TOX	Positive	11	11	100
Autres quantitatif	Positive	8	8	100
Autres tests rapides	Positive	21	19	90
<b>TOTAL</b>		<b>58</b>	<b>56</b>	<b>97</b>

**Benzodiazépines**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	10	10	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Intex	Négative	12	12	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	14	13	93
Autres tests rapides	Négative	56	56	100
<b>TOTAL</b>		<b>113</b>	<b>112</b>	<b>99</b>

**Cannabinoïdes**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	10	10	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	12	12	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	14	13	93
Autres tests rapides	Négative	60	60	100
<b>TOTAL</b>		<b>123</b>	<b>122</b>	<b>99</b>

**Cocain**

1000 µg Bencoylecgonin / litre

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Positive	10	10	100
Triage 8	Positive	9	9	100
Syva Rapid Test	Positive	6	6	100
Intex	Positive	12	12	100
Syntron Quik	Positive	1	1	100
Triage TOX	Positive	11	11	100
Autres quantitatif	Positive	15	13	87
Autres tests rapides	Positive	61	61	100
<b>TOTAL</b>		<b>125</b>	<b>123</b>	<b>98</b>

**LSD**

5 µg LSD / litre

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Positive	1	1	100

**Méthadone**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	10	10	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Intex	Négative	13	13	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	14	12	86
Autres tests rapides	Négative	45	45	100
<b>TOTAL</b>		<b>103</b>	<b>101</b>	<b>98</b>

**Opiacés**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	10	10	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	14	14	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	15	14	93
Autres tests rapides	Négative	61	61	100
<b>TOTAL</b>		<b>127</b>	<b>126</b>	<b>99</b>

**Paracétamol**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Négative	11	11	100

**Phencyclidine**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres tests rapides	Négative	8	8	100
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>

**Antidépresseurs tricycles**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage 8	Négative	8	8	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Toutes les méthodes	Négative	14	14	100
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>33</b>	<b>100</b>

Zürich, 30.3.2015

Dr. R. Fried