



## Rapporto Controlli Circolari MQ 2015-1 U3 Screening delle droghe su urina

### Anfetamine

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Roche Cobas	Negativo	9	9	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativo	4	4	100
Intex	Negativo	6	6	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	12	11	92
Altri test rapidi	Negativo	49	48	98
<b>TOTALE</b>		<b>101</b>	<b>99</b>	<b>98</b>

### Metanfetamina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Intex	Negativo	2	2	100
Syva Rapid Test	Negativo	2	2	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test rapidi	Negativo	21	21	100
<b>TOTALE</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

### Ecstasy pos/neg

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test rapidi	Negativo	8	8	100

### Barbiturici

*1000 µg Secobarbital / litro*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Positivo	8	8	100
Triage 8	Positivo	9	9	100
Intex	Positivo	1	1	100
Triage TOX	Positivo	11	11	100
Andere quantitativi	Positivo	8	8	100
Altri test rapidi	Positivo	21	19	90
<b>TOTALE</b>		<b>58</b>	<b>56</b>	<b>97</b>

**Benzodiazepine**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	10	10	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Intex	Negativo	12	12	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	14	13	93
Altri test rapidi	Negativo	56	56	100
<b>TOTALE</b>		<b>113</b>	<b>112</b>	<b>99</b>

**Cannabinoidi**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	10	10	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	12	12	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	14	13	93
Altri test rapidi	Negativo	60	60	100
<b>TOTALE</b>		<b>123</b>	<b>122</b>	<b>99</b>

**Cocaina**

1000 µg Bencoilecgonina / litro

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Positivo	10	10	100
Triage 8	Positivo	9	9	100
Syva Rapid Test	Positivo	6	6	100
Intex	Positivo	12	12	100
Syntron Quik	Positivo	1	1	100
Triage TOX	Positivo	11	11	100
Altri test quantitativi	Positivo	15	13	87
Altri test rapidi	Positivo	61	61	100
<b>TOTALE</b>		<b>125</b>	<b>123</b>	<b>98</b>

**LSD**

5 µg LSD / litro

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Positivo	1	1	100

**Metadone**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	10	10	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Intex	Negativo	13	13	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	14	12	86
Altri test rapidi	Negativo	45	45	100
<b>TOTALE</b>		<b>103</b>	<b>101</b>	<b>98</b>

**Oppiacei**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	10	10	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	14	14	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	15	14	93
Altri test rapidi	Negativo	61	61	100
<b>TOTALE</b>		<b>127</b>	<b>126</b>	<b>99</b>

**Paracetamolo**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Negativo	11	11	100

**Phencyclidin**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test rapidi	Negativo	8	8	100
<b>TOTALE</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>

**Antidepressivi tricyclici**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage 8	Negativo	8	8	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Tutti i metodi	Negativo	14	14	100
<b>TOTALE</b>		<b>33</b>	<b>33</b>	<b>100</b>

Zürich, 30.3.2015

Dr. R. Fried