



## Rapport de l'essai interlaboratoire MQ 2015-2 U3 Urine, dépistage de drogues

### Amphétamines

2000 µg D,L-Amphetamine / litre

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Roche Cobas	Positive	8	7	88
Triage 8	Positive	9	8	89
Syva Rapid Test	Positive	4	3	75
Intex	Positive	5	5	100
Syntron Quik	Positive	1	1	100
Triage TOX	Positive	11	11	100
Autres quantitatif	Positive	12	11	92
Autres tests rapides	Positive	51	44	86
<b>TOTAL</b>		<b>101</b>	<b>90</b>	<b>89</b>

### Méthamphétamine

2000 µg D,L-Amphetamine / litre

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Intex	Positive	2	2	100
Syva Rapid Test	Positive	2	2	100
Triage TOX	Positive	11	4	36
Autres tests rapides	Positive	23	20	87
<b>TOTAL</b>		<b>38</b>	<b>28</b>	<b>74</b>

### Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres tests rapides	Négative	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

### Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	8	7	88
Triage 8	Négative	9	8	89
Intex	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	8	8	100
Autres tests rapides	Négative	24	23	96
<b>TOTAL</b>		<b>61</b>	<b>58</b>	<b>95</b>

**Benzodiazépines**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	9	8	89
Triage 8	Négative	9	8	89
Intex	Négative	11	11	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	14	14	100
Autres tests rapides	Négative	57	56	98
<b>TOTAL</b>		<b>112</b>	<b>109</b>	<b>97</b>

**Cannabinoïdes**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	9	8	89
Triage 8	Négative	9	8	89
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	11	11	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	15	15	100
Autres tests rapides	Négative	63	62	98
<b>TOTAL</b>		<b>125</b>	<b>122</b>	<b>98</b>

**Cocain**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	9	8	89
Triage 8	Négative	9	8	89
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	10	10	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	15	15	100
Autres tests rapides	Négative	64	63	98
<b>TOTAL</b>		<b>125</b>	<b>122</b>	<b>98</b>

**LSD**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	1	1	100

**Méthadone**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	9	8	89
Triage 8	Négative	9	8	89
Intex	Négative	11	11	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	14	14	100
Autres tests rapides	Négative	48	44	92
<b>TOTAL</b>		<b>103</b>	<b>97</b>	<b>94</b>

**Opiacés***1000 µg Morphine et 1000 µg Morphine-3-glucoronid (M3G) / litre*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Positive	9	8	89
Triage 8	Positive	9	8	89
Syva Rapid Test	Positive	6	6	100
Intex	Positive	12	11	92
Syntron Quik	Positive	1	1	100
Triage TOX	Positive	11	11	100
Autres quantitatif	Positive	15	15	100
Autres tests rapides	Positive	63	59	94
<b>TOTAL</b>		<b>126</b>	<b>119</b>	<b>94</b>

**Paracétamol**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Négative	11	10	91

**Phencyclidine**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres tests rapides	Négative	9	9	100
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

**Antidépresseurs tricycles**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage 8	Négative	8	8	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Toutes les méthodes	Négative	15	15	100
<b>TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

Zürich, 6.7.2015  
 Dr. R. Fried