



## Rapporto Controlli Circolari MQ 2015-2 U3 Screening delle droghe su urina

### Anfetamine

2000 µg D,L-Anfetamina / litro

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Roche Cobas	Positivo	8	7	88
Triage 8	Positivo	9	8	89
Syva Rapid Test	Positivo	4	3	75
Intex	Positivo	5	5	100
Syntron Quik	Positivo	1	1	100
Triage TOX	Positivo	11	11	100
Altri test quantitativi	Positivo	12	11	92
Altri test rapidi	Positivo	51	44	86
<b>TOTALE</b>		<b>101</b>	<b>90</b>	<b>89</b>

### Metanfetamina

2000 µg D,L-Metanfetamina / litro

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Intex	Positivo	2	2	100
Syva Rapid Test	Positivo	2	2	100
Triage TOX	Positivo	11	4	36
Altri test rapidi	Positivo	23	20	87
<b>TOTALE</b>		<b>38</b>	<b>28</b>	<b>74</b>

### Ecstasy pos/neg

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test rapidi	Negativo	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

### Barbiturici

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	8	7	88
Triage 8	Negativo	9	8	89
Intex	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Andere quantitativi	Negativo	8	8	100
Altri test rapidi	Negativo	24	23	96
<b>TOTALE</b>		<b>61</b>	<b>58</b>	<b>95</b>

**Benzodiazepine**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	9	8	89
Triage 8	Negativo	9	8	89
Intex	Negativo	11	11	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	14	14	100
Altri test rapidi	Negativo	57	56	98
<b>TOTALE</b>		<b>112</b>	<b>109</b>	<b>97</b>

**Cannabinoidi**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	9	8	89
Triage 8	Negativo	9	8	89
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	11	11	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	15	15	100
Altri test rapidi	Negativo	63	62	98
<b>TOTALE</b>		<b>125</b>	<b>122</b>	<b>98</b>

**Cocaina**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	9	8	89
Triage 8	Negativo	9	8	89
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	10	10	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	15	15	100
Altri test rapidi	Negativo	64	63	98
<b>TOTALE</b>		<b>125</b>	<b>122</b>	<b>98</b>

**LSD**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	<b>Negativ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

**Metadone**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	9	8	89
Triage 8	Negativo	9	8	89
Intex	Negativo	11	11	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	14	14	100
Altri test rapidi	Negativo	48	44	92
<b>TOTALE</b>		<b>103</b>	<b>97</b>	<b>94</b>

**Oppiacei**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Positivo	9	8	89
Triage 8	Positivo	9	8	89
Syva Rapid Test	Positivo	6	6	100
Intex	Positivo	12	11	92
Syntron Quik	Positivo	1	1	100
Triage TOX	Positivo	11	11	100
Altri test quantitativi	Positivo	15	15	100
Altri test rapidi	Positivo	63	59	94
<b>TOTALE</b>		<b>126</b>	<b>119</b>	<b>94</b>

**Paracetamolo**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Negativo	11	10	91

**Phencyclidin**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test rapidi	Negativo	9	9	100
<b>TOTALE</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

**Antidepressivi triciclici**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage 8	Negativo	8	8	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Tutti i metodi	Negativo	15	15	100
<b>TOTALE</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

Zürich, 6.7.2015  
Dr. R. Fried