



Rapport de l'essai interlaboratoire MQ 2015-3 U3 Urine, dépistage de drogues

Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Roche Cobas	Négative	6	6	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Syva Rapid Test	Négative	4	4	100
Intex	Négative	5	5	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	11	11	100
Autres tests rapides	Négative	50	50	100
TOTAL		97	97	100

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Intex	Négative	2	2	100
Syva Rapid Test	Négative	2	2	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres tests rapides	Négative	23	23	100
TOTAL		38	38	100

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres tests rapides	Négative	12	12	100

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	6	6	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Intex	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	8	8	100
Autres tests rapides	Négative	24	24	100
TOTAL		59	59	100

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	7	7	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Intex	Négative	11	11	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	13	12	92
Autres tests rapides	Négative	58	58	100
TOTAL		110	109	99

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	8	8	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	12	11	92
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	14	14	100
Autres tests rapides	Négative	62	61	98
TOTAL		123	121	98

Cocain

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	7	7	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	10	10	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	14	14	100
Autres tests rapides	Négative	63	63	100
TOTAL		121	121	100

LSD

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	1	1	100

Méthadone*1500 µg/L Méthadone, 750 µg/L EDDP*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Positive	7	7	100
Triage 8	Positive	9	9	100
Intex	Positive	11	11	100
Syntron Quik	Positive	1	1	100
Triage TOX	Positive	11	11	100
Autres quantitatif	Positive	13	13	100
Autres tests rapides	Positive	48	47	98
TOTAL		100	99	99

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	7	7	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	12	12	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	15	15	100
Autres tests rapides	Négative	61	61	100
TOTAL		122	122	100

Paracétamol

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Négative	11	11	100

Phencyclidine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres tests rapides	Négative	9	9	100
TOTAL		20	20	100

Antidépresseurs tricycles*3000 µg/L Amitriptylin*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage 8	Positive	8	7	88
Triage TOX	Positive	11	11	100
Toutes les méthodes	Positive	16	16	100
TOTAL		35	34	97

Zürich, 28.9.2015
 Dr. R. Fried