



## Rapporto Controlli Circolari MQ 2015-3 U3 Screening delle droghe su urina

### Anfetamine

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Roche Cobas	Negativo	6	6	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativo	4	4	100
Intex	Negativo	5	5	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	11	11	100
Altri test rapidi	Negativo	50	50	100
<b>TOTALE</b>		<b>97</b>	<b>97</b>	<b>100</b>

### Metanfetamina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Intex	Negativo	2	2	100
Syva Rapid Test	Negativo	2	2	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test rapidi	Negativo	23	23	100
<b>TOTALE</b>		<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

### Ecstasy pos/neg

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test rapidi	Negativo	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

### Barbiturici

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	6	6	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Intex	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Andere quantitativi	Negativo	8	8	100
Altri test rapidi	Negativo	24	24	100
<b>TOTALE</b>		<b>59</b>	<b>59</b>	<b>100</b>

**Benzodiazepine**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	7	7	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Intex	Negativo	11	11	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	13	12	92
Altri test rapidi	Negativo	58	58	100
<b>TOTALE</b>		<b>110</b>	<b>109</b>	<b>99</b>

**Cannabinoidi**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	8	8	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	12	11	92
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	14	14	100
Altri test rapidi	Negativo	62	61	98
<b>TOTALE</b>		<b>123</b>	<b>121</b>	<b>98</b>

**Cocaina**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	7	7	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	10	10	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	14	14	100
Altri test rapidi	Negativo	63	63	100
<b>TOTALE</b>		<b>121</b>	<b>121</b>	<b>100</b>

**LSD**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	<b>Negativ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

**Metadone***1500 µg/L Metadone, 750 µg/L EDDP*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Positivo	7	7	100
Triage 8	Positivo	9	9	100
Intex	Positivo	11	11	100
Syntron Quik	Positivo	1	1	100
Triage TOX	Positivo	11	11	100
Altri test quantitativi	Positivo	13	13	100
Altri test rapidi	Positivo	48	47	98
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

**Oppiacei**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	7	7	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	12	12	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	15	15	100
Altri test rapidi	Negativo	61	61	100
<b>TOTALE</b>		<b>122</b>	<b>122</b>	<b>100</b>

**Paracetamolo**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Negativo	11	11	100

**Phencyclidin**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test rapidi	Negativo	9	9	100
<b>TOTALE</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

**Antidepressivi triciclici***3000 µg/L Amitriptylin*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage 8	Positivo	8	7	88
Triage TOX	Positivo	11	11	100
Tutti i metodi	Positivo	16	16	100
<b>TOTALE</b>		<b>35</b>	<b>34</b>	<b>97</b>

Zürich, 28.9.2015  
 Dr. R. Fried