



Rapport de l'essai interlaboratoire MQ 2015-4 U3 Urine, dépistage de drogues

Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Roche Cobas	Négative	6	6	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Syva Rapid Test	Négative	3	3	100
Intex	Négative	5	5	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	12	12	100
Autres tests rapides	Négative	48	48	100
TOTAL		95	95	100

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Intex	Négative	2	2	100
Syva Rapid Test	Négative	2	2	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres tests rapides	Négative	21	21	100
TOTAL		36	36	100

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres tests rapides	Négative	11	11	100

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	6	6	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Intex	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	8	8	100
Autres tests rapides	Négative	23	23	100
TOTAL		58	58	100

Benzodiazépines*1000 µg de nordazépam*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Positive	7	7	100
Triage 8	Positive	9	9	100
Intex	Positive	11	11	100
Syntron Quik	Positive	1	1	100
Triage TOX	Positive	11	11	100
Autres quantitatif	Positive	14	14	100
Autres tests rapides	Positive	57	56	98
TOTAL		110	109	99

Cannabinoïdes*125 µg d'acide carboxylique 11-nor-Δ9-THC, 125 µg de Δ9-THC*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Positive	8	8	100
Triage 8	Positive	9	9	100
Syva Rapid Test	Positive	6	6	100
Intex	Positive	12	11	92
Syntron Quik	Positive	1	1	100
Triage TOX	Positive	11	11	100
Autres quantitatif	Positive	15	14	93
Autres tests rapides	Positive	62	57	92
TOTAL		124	117	94

Cocain

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	7	7	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Syva Rapid Test	Négative	5	5	100
Intex	Négative	10	10	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	15	15	100
Autres tests rapides	Négative	61	61	100
TOTAL		119	119	100

LSD

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	1	1	100

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	7	7	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Intex	Négative	11	11	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	14	14	100
Autres tests rapides	Négative	47	47	100
TOTAL		100	100	100

Methaqualone

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres	Négative	1	1	100

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	7	7	100
Triage 8	Négative	9	9	100
Syva Rapid Test	Négative	5	5	100
Intex	Négative	12	12	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Autres quantitatif	Négative	16	16	100
Autres tests rapides	Négative	58	58	100
TOTAL		119	119	100

Paracétamol*8000 µg de paracétamol*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Positive	11	10	91

Phencyclidine*100 µg de phéncyclidine*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Positive	11	11	100
Autres tests rapides	Positive	9	9	100
TOTAL		20	20	100

Antidépresseurs tricycles

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage 8	Négative	8	8	100
Triage TOX	Négative	11	11	100
Toutes les méthodes	Négative	14	12	86
TOTAL		33	31	91

Zürich, 1.12.2015

Dr. R. Fried