



Rapport de l'essai interlaboratoire MQ 2016-1 U3 Urine, dépistage de drogues

Amphétamines

2000 µg/L d,l amphétamine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Roche Cobas	Positive	4	4	100
Triage 8	Positive	8	8	100
Syva Rapid Test	Positive	2	1	50
Intex	Positive	5	5	100
Syntron Quik	Positive	1	1	100
Triage TOX	Positive	12	11	92
Autres quantitatif	Positive	13	13	100
Autres tests rapides	Positive	52	50	96
TOTAL		97	93	96

Méthamphétamine

1500 µg/L d,l méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Intex	Positive	1	1	100
Syva Rapid Test	Négative	3	2	67
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres tests rapides	Positiv	24	19	79
TOTAL		40	34	85

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres tests rapides	Négative	14	14	100

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	4	4	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	9	9	100
Autres tests rapides	Négative	25	25	100
TOTAL		58	58	100

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	5	5	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Intex	Négative	10	10	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	15	15	100
Autres tests rapides	Négative	57	57	100
TOTAL		108	108	100

Cannabinoïdes*150 µg d'acide carboxylique 11-nor-Δ9-THC, 150 µg de Δ9-THC*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Pos/Nég	7	7	100
Triage 8	Pos/Nég	8	8	100
Syva Rapid Test	Pos/Nég	6	6	100
Intex	Pos/Nég	11	11	100
Syntron Quik	Pos/Nég	1	1	100
Triage TOX	Pos/Nég	12	12	100
Autres quantitatif	Pos/Nég	16	16	100
Autres tests rapides	Pos/Nég	63	63	100
TOTAL		124	124	100

Cocain

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	5	5	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	8	8	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	16	16	100
Autres tests rapides	Négative	62	62	100
TOTAL		118	118	100

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	5	5	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Intex	Négative	10	10	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	15	14	93
Autres tests rapides	Négative	49	48	98
TOTAL		100	98	98

Methaqualone

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres	Négative	1	1	100

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	5	5	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	11	11	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	17	17	100
Autres tests rapides	Négative	60	60	100
TOTAL		120	120	100

Paracétamol

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Négative	11	11	100

Phencyclidine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres tests rapides	Négative	8	8	100
TOTAL		20	20	100

Antidépresseurs tricycles

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage 8	Négative	7	7	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Toutes les méthodes	Négative	15	15	100
TOTAL		33	33	100

Zürich, 4.4.2016

Dr. R. Fried