



Rapporto Controlli Circolari MQ 2016-1 U3 Screening delle droghe su urina

Anfetamina

2000 µg d,l - anfetamina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Roche Cobas	Positivo	4	4	100
Triage 8	Positivo	8	8	100
Syva Rapid Test	Positivo	2	1	50
Intex	Positivo	5	5	100
Syntron Quik	Positivo	1	1	100
Triage TOX	Positivo	12	11	92
Altri test quantitativi	Positivo	13	13	100
Altri test rapidi	Positivo	52	50	96
TOTALE		97	93	96

Metanfetamina

1500 µg d,l - metanfetamina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Intex	Positivo	1	1	100
Syva Rapid Test	Negativo	3	2	67
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test rapidi	Positivo	24	19	79
TOTALE		40	34	85

Ecstasy pos/neg

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test rapidi	Negativo	14	14	100

Barbiturici

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	4	4	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Andere quantitativ	Negativo	9	9	100
Altri test rapidi	Negativo	25	25	100
TOTALE		58	58	100

Benzodiazepine

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	5	5	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Intex	Negativo	10	10	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	15	15	100
Altri test rapidi	Negativo	57	57	100
TOTALE		108	108	100

Cannabinoidi*150 µg 11-Nor-Δ9-THC-Carbonsäure, 150 µg Δ9-THC*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Pos/Neg	7	7	100
Triage 8	Pos/Neg	8	8	100
Syva Rapid Test	Pos/Neg	6	6	100
Intex	Pos/Neg	11	11	100
Syntron Quik	Pos/Neg	1	1	100
Triage TOX	Pos/Neg	12	12	100
Altri test quantitativi	Pos/Neg	16	16	100
Altri test rapidi	Pos/Neg	63	63	100
TOTALE		124	124	100

Cocaina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	5	5	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	8	8	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	16	16	100
Altri test rapidi	Negativo	62	62	100
TOTALE		118	118	100

Metadone

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	5	5	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Intex	Negativo	10	10	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	15	14	93
Altri test rapidi	Negativo	49	48	98
TOTALE		100	98	98

Methaqualon

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test	Negativo	1	1	100

Oppiacei

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	5	5	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	11	11	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	17	17	100
Altri test rapidi	Negativo	60	60	100
TOTALE		120	120	100

Paracetamolo

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Positivo	11	11	100

Phencyclidin

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test rapidi	Negativo	8	8	100
TOTALE		20	20	100

Antidepressivi triciclici

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage 8	Negativo	7	7	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Tutti i metodi	Negativo	15	15	100
TOTALE		33	33	100

Zürich, 4.4.2016

Dr. R. Fried