



## Rapport de l'essai interlaboratoire MQ 2016-2 U3 Urine, dépistage de drogues

### Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Roche Cobas	Négative	4	4	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	2	2	100
Intex	Négative	6	6	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	13	13	100
Autres tests rapides	Négative	50	50	100
<b>TOTAL</b>		<b>96</b>	<b>96</b>	<b>100</b>

### Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Intex	Négative	2	2	100
Syva Rapid Test	Négative	3	3	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres tests rapides	Négative	23	23	100
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

### Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres tests rapides	Négative	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

### Barbituriques

*1500 µg/L Sécobarbital*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Positive	4	4	100
Triage 8	Positive	8	8	100
Intex	Positive	1	1	100
Triage TOX	Positive	12	12	100
Autres quantitatif	Positive	9	9	100
Autres tests rapides	Positive	24	23	96
<b>TOTAL</b>		<b>58</b>	<b>57</b>	<b>98</b>

**Benzodiazépines***1500 µg/L Nordazépam*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Positive	5	5	100
Triage 8	Positive	8	8	100
Intex	Positive	11	10	91
Syntron Quik	Positive	1	0	0
Triage TOX	Positive	12	12	100
Autres quantitatif	Positive	14	14	100
Autres tests rapides	Positive	56	54	96
<b>TOTAL</b>		<b>107</b>	<b>103</b>	<b>96</b>

**Cannabinoïdes**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	7	7	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	12	11	92
Syntron Quik	Négative	1	0	0
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	15	14	93
Autres tests rapides	Négative	61	61	100
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>	<b>119</b>	<b>98</b>

**Cocain**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	5	5	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	9	8	89
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	15	15	100
Autres tests rapides	Négative	61	61	100
<b>TOTAL</b>		<b>117</b>	<b>116</b>	<b>99</b>

**Méthadone**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	5	5	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Intex	Négative	11	10	91
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	15	15	100
Autres tests rapides	Négative	49	49	100
<b>TOTAL</b>		<b>101</b>	<b>100</b>	<b>99</b>

**Methaqualone**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres	Négative	1	1	100

**Opiacés**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Cobas	Négative	5	5	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	12	11	92
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	16	16	100
Autres tests rapides	Négative	58	58	100
<b>TOTAL</b>		<b>118</b>	<b>117</b>	<b>99</b>

**Paracétamol***3000 µg/L Paracétamol*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX*	Négative	11	10	91

\*Cutoff pour Triage TOX: 5mg/L

**Phencyclidine**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres tests rapides	Négative	8	8	100
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

**Antidépresseurs tricycles***1500 µg/L Désipramine*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage 8	Positive	7	7	100
Triage TOX	Positive	12	11	92
Toutes les méthodes	Positive	15	15	100
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>32</b>	<b>97</b>

Zürich, 4.7.2016

Dr. R. Fried