



Verein für **medizinische Qualitätskontrolle**
Association **pour le contrôle de Qualité médical**
Associazione **per il controllo di qualità medico**

Commento al controllo circolare 2016-3

Note generali

Tutte le informazioni importanti, rapporti dettagliati e istruzioni possono essere consultati su www.mqzh.ch.

H3 –Differenziazione striscio ematico

Lo striscio H3A proviene da una paziente con una malattia reumatica.

Lo striscio H3B proviene da un paziente con una leucemia linfatica cronica (LLC).

K3 / K18 – HbA1c

Il laboratorio di referenza europeo per la glicemoglobina ha riportato per il campione A del controllo circolare un risultato per HbA1c DCCT conforme di 4.89% e di 5.97% per il campione B.

Il certificato di analisi con i valori DCCT e IFCC si trova sul nostro sito internet.

S1 – Sangue nelle feci

Il campione simulato di feci non conteneva sangue umano, il test doveva quindi risultare negativo.

U2 – Strisce reattive per l'urina

Il campione conteneva urina di donatori sani addizionata di nitrito e proteine.

U3 – Urina, screening droghe

A un litro di urina sono stati aggiunti 1000 µg di morfina, 5 µg di LSD, 1000 µg di metaqualone e 200 µg di fenciclidina. Di conseguenza dovevano risultare positivi oppiati, metaqualone e fenciclidina, negative tutte le altre analisi.

B1 e B2 – Microbiologia

Sono stati inviati i seguenti campioni:

B1 Strep A Striscio faringeo simulato contenente il patogeno *Streptococcus salivarius*
Il risultato corretto era «negativo»

B2 Uricult Il campione conteneva di *Staphylococcus epidermidis*.
La carica batterica totale doveva risultare $\leq 10^4$.

Colorazione Gram

Il campione da coltura ematica conteneva bacilli Gram negativi (E. Coli).

Prossime date

La prossima spedizione di campioni è martedì 1° novembre 2016.

I controlli seguenti sono il 28.febbraio 2017, il 16.maggio 2017, il 29.agosto 2017 e il 7. novembre 2017.

Se l'ambulatorio è chiuso nella settimana della spedizione del controllo circolare, si prega di inviarci notizia per posta o per fax; i campioni verranno quindi spediti due settimane più tardi.

Distinti saluti

Dr. R. Fried

Direttore dei controlli circolari