



## Rapport de l'essai interlaboratoire MQ 2016-3 U3 Urine, dépistage de drogues

### Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Roche Cobas	Négative	3	3	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	2	2	100
Intex	Négative	6	6	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	12	12	100
Autres tests rapides	Négative	50	50	100
<b>TOTAL</b>		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100</b>

### Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Intex	Négative	2	2	100
Syva Rapid Test	Négative	3	3	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres tests rapides	Négative	24	24	100
<b>TOTAL</b>		<b>41</b>	<b>41</b>	<b>100</b>

### Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres tests rapides	Négative	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

### Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Cobas	Négative	3	3	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Intex	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	8	8	100
Autres tests rapides	Négative	24	24	100
<b>TOTAL</b>		<b>57</b>	<b>57</b>	<b>100</b>

**Benzodiazépines**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Cobas	Négative	4	4	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Intex	Négative	11	11	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	13	13	100
Autres tests rapides	Négative	57	57	100
<b>TOTAL</b>		<b>107</b>	<b>107</b>	<b>100</b>

**Cannabinoïdes**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Cobas	Négative	6	6	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	12	12	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	14	14	100
Autres tests rapides	Négative	60	60	100
<b>TOTAL</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100</b>

**Cocain**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Cobas	Négative	4	4	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	9	9	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	14	14	100
Autres tests rapides	Négative	61	60	98
<b>TOTAL</b>		<b>116</b>	<b>115</b>	<b>99</b>

**Méthadone**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Cobas	Négative	4	4	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Intex	Négative	11	11	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	14	14	100
Autres tests rapides	Négative	49	49	100
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Methaqualone***1000 µg Methaqualone*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres	Positive	1	1	100

**Opiacés***1000 µg Morphine*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Positive	1	1	100
Cobas	Positive	4	4	100
Triage 8	Positive	8	8	100
Syva Rapid Test	Positive	6	6	100
Intex	Positive	12	11	92
Syntron Quik	Positive	1	1	100
Triage TOX	Positive	12	12	100
Autres quantitatif	Positive	15	15	100
Autres tests rapides	Positive	59	58	98
<b>TOTAL</b>		<b>118</b>	<b>116</b>	<b>98</b>

**Paracétamol**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Négative	11	11	100

**Phencyclidine***200 µg Phencyclidine*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Positive	12	12	100
Autres tests rapides	Positive	8	8	100
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

**Antidépresseurs tricycles**

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage 8	Négative	7	7	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Toutes les méthodes	Négative	15	15	100
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>33</b>	<b>100</b>

Zürich, 28.9.2016  
Dr. R. Fried