



Rapporto Controlli Circolari MQ 2016-4 U3 Screening delle droghe su urina

Anfetamina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Roche Cobas	Negativo	3	3	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	2	2	100
Intex	Negativo	5	5	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	13	13	100
Altri test rapidi	Negativo	49	47	96
TOTALE		94	92	98

Metanfetamina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Intex	Negativo	2	2	100
Syva Rapid Test	Negativo	4	4	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test rapidi	Negativo	23	22	96
TOTALE		41	40	98

Ecstasy pos/neg

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test rapidi	Negativo	13	13	100

Barbiturici

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Cobas	Negativo	3	3	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Intex	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Andere quantitativi	Negativo	9	9	100
Altri test rapidi	Negativo	23	23	100
TOTALE		57	57	100

Benzodiazepine

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Cobas	Negativo	4	4	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	1	1	100
Intex	Negativo	10	10	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	14	14	100
Altri test rapidi	Negativo	56	55	98
TOTALE		107	106	99

Cannabinoidi

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Cobas	Negativo	6	6	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	7	7	100
Intex	Negativo	11	11	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	15	15	100
Altri test rapidi	Negativo	59	58	98
TOTALE		120	119	99

Cocaina*800 µg Benzoyllecgonin*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Positivo	1	1	100
Cobas	Positivo	4	4	100
Triage 8	Positivo	8	8	100
Syva Rapid Test	Positivo	7	7	100
Intex	Positivo	8	8	100
Syntron Quik	Positivo	1	1	100
Triage TOX	Positivo	12	12	100
Altri test quantitativi	Positivo	15	15	100
Altri test rapidi	Positivo	60	56	93
TOTALE		116	112	97

Metadone*1000 µg methadon e 1000 µg EDDP*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Positivo	1	1	100
Cobas	Positivo	4	4	100
Triage 8	Positivo	8	8	100
Intex	Positivo	10	10	100
Syntron Quik	Positivo	1	1	100
Triage TOX	Positivo	12	12	100
Altri test quantitativi	Positivo	14	14	100
Altri test rapidi	Positivo	47	45	96
TOTALE		97	95	98

EDDP*1000 µg Methaqualon*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test	Positivo	1	1	100

Methaqualon

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test	Negativo	1	1	100

Oppiacei*800 µg 6-acetylmorphin*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Positivo	1	1	100
Cobas	Positivo	4	4	100
Triage 8	Positivo	8	8	100
Syva Rapid Test	Positivo	7	7	100
Intex	Positivo	11	11	100
Syntron Quik	Positivo	1	1	100
Triage TOX	Positivo	12	12	100
Altri test quantitativi	Positivo	16	16	100
Altri test rapidi	Positivo	58	55	95
TOTALE		118	115	97

6-Acetylmorphin*800 µg 6-acetylmorphin*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test	Negativo	2	2	100

Paracetamolo

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Negativo	11	11	100

Phencyclidin

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test rapidi	Negativo	8	8	100
TOTALE		20	20	100

Antidepressivi triciclici

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage 8	Negativo	7	7	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Tutti i metodi	Negativo	14	14	100
TOTALE		33	33	100

LSD

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Tutti i metodi	Negativo	1	1	100

Zürich, 3.12.2016

Dr. R. Fried