

**Rapport U03 Urine drogues d'abus****Amphétamines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	1	1	100.00
Cobas	positif	3	3	100.00
Syva Rapid Test	positif	2	1	50.00
Intex	positif	5	4	80.00
Syntron Quik	positif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	14	13	93.00
Autres tests rapides	positif	52	40	77.00
<b>Totale</b>		<b>78</b>	<b>63</b>	<b>81.00</b>

**Méthamphétamine**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	positif	2	2	100.00
Syva Rapid Test	positif	4	2	50.00
Autres tests rapides	positif	24	18	75.00
<b>Totale</b>		<b>30</b>	<b>22</b>	<b>73.00</b>

**Ecstasy pos/neg**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	15	14	93.00

**Barbituriques**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	10	10	100.00
Autres tests rapides	négatif	25	25	100.00
<b>Totale</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100.00</b>

**Benzodiazépines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	10	10	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	58	57	98.00
<b>Totale</b>		<b>90</b>	<b>89</b>	<b>99.00</b>

**Cannabinoïdes**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	1	1	100.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Syva Rapid Test	positif	7	6	86.00
Intex	positif	11	11	100.00
Syntron Quik	positif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	17	17	100.00
Autres tests rapides	positif	63	57	90.00
<b>Totale</b>		<b>105</b>	<b>98</b>	<b>93.00</b>

**Cocaïne**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	6	6	100.00
Intex	négatif	8	8	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	62	61	98.00
<b>Totale</b>		<b>98</b>	<b>97</b>	<b>99.00</b>

**Méthadone**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	10	10	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	49	47	96.00
<b>Totale</b>		<b>80</b>	<b>78</b>	<b>98.00</b>

**Méthaqualone**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

**EDDP**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

**Opiacés**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	6	6	100.00
Intex	négatif	11	11	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	60	59	98.00
<b>Totale</b>		<b>99</b>	<b>98</b>	<b>99.00</b>

**Buprenorphin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	2	100.00

**6-Acetylmorphin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	2	100.00

**Phencyclidin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	7	7	100.00

**TCA**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	16	16	100.00

**LSD**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	1	1	100.00

**Commentaire U3**

*On a ajouté, à un litre d'urine, 350µg d'acide carboxylique 11-nor-d9\_THC, 350µg de d9\_THC, 1500µg de méthamphétamine D, L et 1400µg d'amphétamine D, L. Par conséquent, les recherches de cannabis, méthamphétamine et amphétamine devraient être positives, toutes les autres analyses négatives. Le Triage TOX ne permet de doser que la forme D de l'amphétamine et de la méthamphétamine. Ces concentrations sont inférieures à la limite de décision, c'est pourquoi les valeurs de référence sont "négatives".*