

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Amphétamines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Intex	négatif	5	5	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	14	100.00
Autres tests rapides	négatif	52	51	98.00
Totale		78	77	99.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	négatif	2	2	100.00
Syva Rapid Test	négatif	4	4	100.00
Autres tests rapides	négatif	22	21	95.00
Totale		28	27	96.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	13	12	92.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	10	10	100.00
Autres tests rapides	négatif	24	23	96.00
Totale		39	38	97.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	1	1	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	1	1	100.00
Intex	positif	10	9	90.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	15	15	100.00
Autres tests rapides	positif	57	56	98.00
Totale		89	87	98.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	6	6	100.00
Intex	négatif	11	11	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	17	17	100.00
Autres tests rapides	négatif	62	61	98.00
Totale		102	101	99.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	5	5	100.00
Intex	négatif	8	8	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	60	59	98.00
Totale		95	94	99.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	1	1	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Intex	positif	10	9	90.00
Syntron Quik	positif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	15	15	100.00
Autres tests rapides	positif	48	46	96.00
Totale		79	76	96.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	1	1	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	1	1	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	5	5	100.00
Intex	positif	11	9	82.00
Syntron Quik	positif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	16	16	100.00
Autres tests rapides	positif	59	57	97.00
Totale		97	93	96.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	2	100.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	2	2	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	7	7	100.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	15	14	93.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	1	1	100.00

Commentaire U3

On a ajouté à un litre d'urine 1000 µg de nordazépam, 1000 µg de méthadone, 650 µg EDDP, 2000 µg de nortriptyline et 900 µg 6-acétylmorphine. Par conséquent, les recherches de benzodiazépine, méthadone, TCA et opiacés devraient être positives, toutes les autres analyses négatives.