

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Amphétamines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	5	5	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	54	54	100.00
Totale		80	80	100.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	négatif	2	2	100.00
Syva Rapid Test	négatif	4	4	100.00
Autres tests rapides	négatif	25	24	96.00
Totale		31	30	97.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	15	15	100.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	10	10	100.00
Autres tests rapides	négatif	24	24	100.00
Totale		39	39	100.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	10	10	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	60	60	100.00
Totale		93	93	100.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	5	5	100.00
Intex	négatif	11	11	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	18	18	100.00
Autres tests rapides	négatif	66	66	100.00
Totale		106	106	100.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	1	1	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	4	4	100.00
Intex	positif	8	8	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	17	17	100.00
Autres tests rapides	positif	64	63	98.00
Totale		99	98	99.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	10	10	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	50	49	98.00
Totale		82	81	99.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	2	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	1	1	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	4	4	100.00
Intex	positif	11	11	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	17	17	100.00
Autres tests rapides	positif	63	62	98.00
Totale		101	100	99.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	2	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	positif	7	6	86.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	15	15	100.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	1	1	100.00

Commentaire U3

On a ajouté à un litre d'urine, 800 µg de benzoylecgonine, 800 µg de morphine, 800 µg de morphine 3 glucuronide et 200 µg de phencyclidine. Par conséquent, les recherches de cocaïne, d'opiacés et de phencyclidine devraient être positives, toutes les autres analyses négatives.