Rapport U03 Urine drogues d'abus

Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	55	53	96.00
Totale		82	80	98.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	négatif	1	1	100.00
Syva Rapid Test	négatif	4	4	100.00
Autres tests rapides	négatif	24	23	96.00
Totale		29	28	97.00

Ecstasy pos/neg

Ecsiasy posmeg				
	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	15	15	100.00
Barbituriques				
Daibituriques	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
		Participants	Respecté	% Respecté
Architect	Valeur cible positif	Participants	Respecté 1	% Respecté 100.00
		Participants 1 3	Respecté 1 3	

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	9	9	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	17	17	100.00
Autres tests rapides	négatif	61	59	97.00
Totale		95	93	98.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	2	2	100.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Syva Rapid Test	positif	5	5	100.00
Intex	positif	11	10	91.00
Syntron Quik	positif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	19	18	95.00
Autres tests rapides	positif	68	58	85.00
Totale		111	99	89.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	7	7	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	18	18	100.00
Autres tests rapides	négatif	65	61	94.00
Totale	<u> </u>	101	97	96.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	8	8	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	17	17	100.00
Autres tests rapides	négatif	51	49	96.00
Totale		83	81	98.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	2	100.00
Opiacés				
	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	2	2	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	4	4	100.00
Intex	positif	9	9	100.00

1

18

64

102

1

18

64

102

100.00

100.00

100.00

100.00

positif

positif

positif

Buprenorphin

Syntron Quik

Totale

Autres quantitatifs

Autres tests rapides

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecte	% Respecte
toutes les méthodes	positif	2	2	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	5	5	100.00
TCA	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	13	13	100.00

Commentaire U3

On a ajouté à un litre d'urine 600 µg de sécobarbital, 400 µg de 11-nor-D9-THC, 400 µg de D9-THC et 800 µg de 6-acétylmorphine. Par conséquent, les recherches de barbituriques, cannabis et opiacés devraient être positives, toutes les autres analyses négatives.