

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Amphétamines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	2	2	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	54	53	98.00
Totale		79	78	99.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	négatif	1	1	100.00
Syva Rapid Test	négatif	4	4	100.00
Autres tests rapides	négatif	28	27	96.00
Totale		33	32	97.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	17	17	100.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Autres quantitatifs	négatif	10	10	100.00
Autres tests rapides	négatif	24	24	100.00
Totale		38	38	100.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	2	2	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	1	1	100.00
Intex	positif	7	7	100.00
Syntron Quik	positif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	17	17	100.00
Autres tests rapides	positif	61	61	100.00
Totale		93	93	100.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	10	10	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	19	19	100.00
Autres tests rapides	négatif	68	68	100.00
Totale		108	108	100.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	5	5	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	18	18	100.00
Autres tests rapides	négatif	65	65	100.00
Totale		99	99	100.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	6	6	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	17	17	100.00
Autres tests rapides	négatif	51	51	100.00
Totale		81	81	100.00

Méthaqualone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	1	1	100.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	2	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	7	7	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	18	18	100.00
Autres tests rapides	négatif	63	62	98.00
Totale		99	98	99.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	2	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	positif	7	6	86.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	15	13	87.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	1	1	100.00

Commentaire U3

On a ajouté à un litre d'urine 1600 µg de nordazépan, 1000 µg de méthaqualone, 2000 µg de doxépine et 200 µg de phéncyclidine. Par conséquent, les recherches de benzodiazépines, méthaqualone, TCA et phéncyclidine devraient être positives, toutes les autres analyses négatives.