

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Amphétamines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif /	2	2	100.00
Cobas	négatif /	3	3	100.00
Syva Rapid Test	négatif /	1	1	100.00
Intex	négatif /	2	2	100.00
Syntron Quik	négatif /	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif /	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif /	53	53	100.00
Totale		77	77	100.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	négatif /	1	1	100.00
Syva Rapid Test	négatif /	4	4	100.00
Autres tests rapides	négatif /	26	26	100.00
Totale		31	31	100.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	16	16	100.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	1	1	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Autres quantitatifs	négatif	9	9	100.00
Autres tests rapides	négatif	22	22	100.00
Totale		35	35	100.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	7	7	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	61	61	100.00
Totale		92	92	100.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	10	10	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	17	17	100.00
Autres tests rapides	négatif	68	68	100.00
Totale		106	106	100.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	5	5	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	17	17	100.00
Autres tests rapides	négatif	66	66	100.00
Totale		99	99	100.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	6	6	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	50	49	98.00
Totale		79	78	99.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	2	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	2	2	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	4	4	100.00
Intex	positif	7	7	100.00
Syntron Quik	positif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	17	16	94.00
Autres tests rapides	positif	65	65	100.00
Totale		100	99	99.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	2	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	5	5	100.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	14	14	100.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	1	1	100.00

Commentaire U3

On a ajouté à un litre d'urine 1400 µg D,L d'amphétamine, 1400 µg de méthamphétamine, 800 µg de morphine et 800 µg de morphine-3-bêta-D-glucuronide. Par conséquent, les recherches d'amphétamine, de méthamphétamine et d'opiacés devraient être positives, toutes les autres analyses négatives. Pour l'amphétamine et la méthamphétamine, certains tests rapides ont abouti à "négatif" en raison d'un seuil de décision plus élevé que celui couramment utilisé en Suisse, soit 500 µg par litre.