

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Amphétamines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	2	2	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	53	53	100.00
Totale		78	78	100.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	négatif	1	1	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Autres tests rapides	négatif	26	26	100.00
Totale		30	30	100.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	14	13	93.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Autres quantitatifs	négatif	9	9	100.00
Autres tests rapides	négatif	22	22	100.00
Totale		36	36	100.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	3	3	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Intex	positif	6	6	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	16	16	100.00
Autres tests rapides	positif	62	61	98.00
Totale		92	91	99.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	8	8	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	70	70	100.00
Totale		105	105	100.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	17	17	100.00
Autres tests rapides	négatif	66	66	100.00
Totale		97	97	100.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	5	5	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	52	51	98.00
Totale		81	80	99.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	3	3	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	3	3	100.00
Intex	positif	4	4	100.00
Syntron Quik	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	17	17	100.00
Autres tests rapides	positif	64	62	97.00
Totale		96	94	98.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	5	5	100.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	15	15	100.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	positif	2	2	100.00

Commentaire U3

1000 µg de Nordazepam, 1800 µg de Morphine-HCl et 5 µg de LSD ont été ajoutés à un litre d'urine. On devrait par conséquent obtenir un résultat positif pour la benzodiazépine, les opiacés et le LSD, et un résultat négatif pour toutes les autres analyses.