

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Amphétamines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	2	2	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	53	53	100.00
Totale		78	78	100.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	négatif	1	1	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Autres tests rapides	négatif	25	25	100.00
Totale		29	29	100.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	14	13	93.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Autres quantitatifs	négatif	9	9	100.00
Autres tests rapides	négatif	21	21	100.00
Totale		35	35	100.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	négatif	17	17	100.00
Autres tests rapides	négatif	61	61	100.00
Totale		90	90	100.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	8	8	100.00
Autres quantitatifs	négatif	18	18	100.00
Autres tests rapides	négatif	69	69	100.00
Totale		105	105	100.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	3	3	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	3	3	100.00
Intex	positif	3	3	100.00
Autres quantitatifs	positif	17	17	100.00
Autres tests rapides	positif	66	65	98.00
Totale		96	95	99.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test		1	1	100.00
Intex	négatif	5	5	100.00
Rapitest Morwell	négatif	1	1	100.00
Syntron Quik		1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	49	49	100.00
Totale		79	79	100.00

Méthaqualone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	1	1	100.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	4	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	5	4	80.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Rapitest Morwell	négatif	2	1	50.00
Autres quantitatifs	négatif	17	17	100.00
Autres tests rapides	négatif	63	63	100.00
Totale		97	95	98.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	5	5	100.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	13	12	92.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	2	2	100.00

Commentaire U3

On a ajouté à un litre d'urine 800µg de benzoylecgonine, 800µg de méthaqualone, 1300µg d'amitriptyline, 700µg de nortriptyline et 8000µg de paracétamol. On devrait par conséquent obtenir un résultat positif pour la méthaqualone, la cocaïne, le TCA et le paracétamol, et un résultat négatif pour toutes les autres analyses.