

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Amphétamines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	2	2	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	57	55	96.00
Totale		82	80	98.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	négatif	1	1	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Autres tests rapides	négatif	26	25	96.00
Totale		30	29	97.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	16	15	94.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Autres quantitatifs	négatif	8	8	100.00
Autres tests rapides	négatif	22	22	100.00
Totale		35	35	100.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	3	3	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Intex	positif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	positif	16	16	100.00
Autres tests rapides	positif	62	60	97.00
Totale		90	88	98.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	8	8	100.00
Autres quantitatifs	négatif	17	17	100.00
Autres tests rapides	négatif	74	72	97.00
Totale		109	107	98.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	69	66	96.00
Totale		98	95	97.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test		1	0	0.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Rapitest Morwell	négatif	1	1	100.00
Syntron Quik		1	0	0.00
Autres quantitatifs	négatif	14	14	100.00
Autres tests rapides	négatif	52	51	98.00
Totale		80	77	96.00

Méthaqualone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	4	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	5	4	80.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Rapitest Morwell	négatif	2	1	50.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	66	62	94.00
Totale		99	93	94.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	4	100.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	positif	5	4	80.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	10	10	100.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	2	2	100.00

Commentaire U3

On a ajouté à un litre d'urine 1400 µg de nordazépam et 1000 µg de phencyclidine. Par conséquent, les recherches de benzodiazépines et de PCP devraient être positives, toutes les autres analyses négatives.