

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Ethylglucuronid ql**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Test rapide	positif	1	1	100.00

Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	3	3	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	1	1	100.00
Intex	positif	2	2	100.00
Autres quantitatifs	positif	15	13	87.00
Autres tests rapides	positif	55	47	85.00
Totale		80	70	88.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	positif	1	1	100.00
Syva Rapid Test	positif	3	2	67.00
Autres tests rapides	positif	26	21	81.00
Totale		30	24	80.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	17	17	100.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Autres quantitatifs	négatif	8	8	100.00
Autres tests rapides	négatif	21	21	100.00
Totale		34	34	100.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	61	60	98.00
Totale		89	88	99.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	3	3	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	3	2	67.00
Intex	positif	8	7	88.00
Autres quantitatifs	positif	17	15	88.00
Autres tests rapides	positif	74	68	92.00
Totale		109	99	91.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	2	67.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	67	66	99.00
Totale		96	94	98.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test		1	0	0.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Rapitest Morwell	positif	1	1	100.00
Syntron Quik		1	0	0.00
Autres quantitatifs	négatif	14	14	100.00
Autres tests rapides	négatif	53	52	98.00
Totale		81	78	96.00

Méthaqualone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	4	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	5	4	80.00
Syva Rapid Test	négatif	3	2	67.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Rapitest Morwell	positif	2	1	50.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	65	65	100.00
Totale		98	95	97.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	5	5	100.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	5	5	100.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	10	10	100.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	3	3	100.00

Commentaire U3

On a ajouté à un litre d'urine 400 µg de 11-Nor-D9-THC, 400 µg de D9-THC, 1600 µg de d,l-amphétamines et 1600 µg de d,l-méthamphétamines. En conséquence, le cannabis, les amphétamines, les méthamphétamines sont positifs et toutes les autres analyses sont négatives. Veuillez noter qu'en ce qui concerne les tests rapides, il existe différentes limites de décision pour les amphétamines (p.ex. AMP1000, AMP500 ou AMP300). Pour une évaluation correcte des résultats, il est important que vous nous indiquiez la désignation exacte de votre test.