

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Ethylglucuronid ql**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Test rapide	positif	1	1	100.00

Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	2	2	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	54	54	100.00
Totale		79	79	100.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	négatif	1	1	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Autres tests rapides	négatif	26	25	96.00
Totale		30	29	97.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	17	17	100.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	2	2	100.00
Autres quantitatifs	négatif	8	8	100.00
Autres tests rapides	négatif	21	20	95.00
Totale		34	33	97.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	60	59	98.00
Totale		88	87	99.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	8	8	100.00
Autres quantitatifs	négatif	17	17	100.00
Autres tests rapides	négatif	71	67	94.00
Totale		106	102	96.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	4	4	100.00
Cobas	positif	3	3	100.00
Syva Rapid Test	positif	3	3	100.00
Intex	positif	3	3	100.00
Autres quantitatifs	positif	16	16	100.00
Autres tests rapides	positif	65	61	94.00
Totale		94	90	96.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Rapitest Morwell	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	14	100.00
Autres tests rapides	négatif	53	51	96.00
Totale		79	77	97.00

Méthaqualone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	1	1	100.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	4	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Rapitest Morwell	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	62	61	98.00
Totale		93	92	99.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	4	100.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	4	100.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	11	11	100.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	3	3	100.00

Commentaire U3

700 µg de benzoylecgonine, 450 µg de méthaqualone, 1000 µg d'amitriptyline et 1200 µg de nortriptyline ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence, la cocaïne, la méthaqualone et les antidépresseurs tricycliques doivent être positifs et toutes les autres analyses doivent être négatives.