

Rapport MQ 2021/1 Résultats qualitatifs

Résumé

Echantillon	Résultats	bon	% bon
S01 Sang occulte dans les selles	210	206	98.10
I08 Maladie coéliquie	221	204	92.31
I09 Allergologie Immunocap RAPID	2726	2706	99.27
U02 Bandelettes urinaires/HCG	1098	1090	99.27
U03 Urine drogues d'abus	790	788	99.75
K08 Marqueurs cardiaques h232	734	725	98.77
Total	5779	5719	98.96

S01 Sang occulte dans les selles

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test Hémocult	positif	1	35	97.22
Hemofec	positif	0	7	100.00
Test Colo-Rectal	positif	0	24	100.00
Autres Guajak	positif	0	2	100.00
Hexagon OBTI	positif	0	31	100.00
Epi Tuub	positif	2	6	75.00
Autres immuno	positif	1	64	98.46
I-Colo-Rectal Test	positif	0	37	100.00
Totale		4	206	98.10

Commentaire S01

Notre échantillon de selle simulé contient du sang humain, tous les tests devraient être "positif".

I08 Maladie cœliaque

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Augurix Symptomax	positif	17	204	92.31

Commentaire I08

L'échantillon contient des anti-transglutaminase de type IgA à une concentration de 75 kU/l (plage de référence <10 kU/l). Les anticorps dirigés contre les gliadines désamidées sont inférieurs à la plage de référence.

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Chat	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	5	270	98.18

T3 Bouleau	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	212	60	100.00

W6 Armoise	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	265	6	97.79

G6 fléole des prés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	5	269	98.18

F1 Blanc d'oeuf de poule	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	30	0	100.00

i6 Blatte germanique	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	4	241	98.37

E5 chien	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	243	29	100.00

T9 olivier	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	189	83	100.00

W21 Pariétaire	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	210	62	100.00

D1 Derm. pteronyssin.	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	196	76	100.00

F2 Lait	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	29	0	100.00

m6 Moisissure	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	190	52	100.00

Commentaire I09

Le sang est faiblement positif pour certains allergènes (t3, t9, w21, d1, m6 et e5). Au laboratoire, nous avons mesuré des concentrations d'IgE comprises entre 0,7 et 3,5 kU/l, ce qui correspond à la classe CAP 2 (faiblement positif). Celles-ci ne sont pas clairement lisibles sur le test Immunocap RAPID, nous avons donc évalué " pos " et " nég " comme " correct ".

U02 Bandelettes urinaires/HCG

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	8	1090	99.27

Commentaire U02

Du glucose et de l'hCG ont été ajoutés à l'urine de différents donneurs. La concentration de glucose était de 45 mmol/l. De même, peu ou pas de leucocytes (jusqu'à 25 leucocytes par μ l) ont pu être détectés.

U03 Urine drogues d'abus

Méthamphétamine	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Intex	négatif	1	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	0	100.00
Triage TOX	négatif	11	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	25	0	100.00
Totale		40	0	100.00

Méthaqualone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

TCA	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Triage TOX	négatif	12	0	100.00
toutes les méthodes	négatif	12	0	100.00
Totale		27	0	100.00

LSD	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	3	0	100.00

Amphétamines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	3	0	100.00
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	11	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	55	0	100.00
Totale		94	0	100.00

Barbituriques	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	3	0	100.00
Cobas	négatif	2	0	100.00
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Triage TOX	négatif	11	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	8	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	21	0	100.00
Totale		48	0	100.00

Benzodiazépines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	positif	0	4	100.00
Cobas	positif	0	3	100.00
Triage 8	positif	0	3	100.00
Intex	positif	0	4	100.00
Triage TOX	positif	0	11	100.00
Autres quantitatifs	positif	0	16	100.00
Autres tests rapides	positif	1	59	98.33
Totale		1	100	99.01

Cannabinoïdes	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	5	0	100.00
Cobas	négatif	3	0	100.00
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	0	100.00
Intex	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	11	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	17	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	71	0	100.00
Totale		120	0	100.00

Cocaïne	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	3	0	100.00
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Triage TOX	négatif	11	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	64	1	98.46
Totale		107	1	99.07

Méthadone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	3	0	100.00
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Rapitest Morwell	négatif	1	0	100.00
Triage TOX	négatif	11	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	53	0	100.00
Totale		92	0	100.00

Opiacés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	3	0	100.00
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Rapitest Morwell	négatif	1	0	100.00
Triage TOX	négatif	11	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	61	0	100.00
Totale		105	0	100.00

Phencyclidin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	positif	0	9	100.00
Autres tests rapides	positif	0	4	100.00
Totale		0	13	100.00

Paracétamol	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	9	0	100.00

6-Acetylmorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	0	100.00

Buprenorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	0	100.00

EDDP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	0	100.00

Ethylglucuronid ql	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	2	0	100.00

Ecstasy pos/neg	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	17	0	100.00

Commentaire U03

2000 µg de nordazépam et 1000 µg de phencyclidine ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence, les benzodiazépines et le PCP devraient être " positif " et toutes les autres analyses " négatif ".

K08 Marqueurs cardiaques h232

Troponine T qI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	2	26	92.86

Troponin T CR pos/neg	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Cobas h 232	positif	6	697	99.15

Troponine I qI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	positif	1	1	50.00

Trop I pos/neg DP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Life Sign	positif	0	1	100.00