

## Bericht MQ 2021/2 Qualitative Auswertungen

### Zusammenfassung

<b>Probe</b>	<b>Resultate</b>	<b>gut</b>	<b>% gut</b>
S01 Okkultes Blut im Stuhl	212	210	99.06
I08 Zöliakie	141	124	87.94
I09 Allergologie Immunocap RAPID	2990	2975	99.50
U02 Urin Teststreifen/HCG	1097	1088	99.18
U03 Urin Drogen	789	755	95.69
K08 Herzinfarktmarker h232	716	704	98.32
<b>Total</b>	<b>5945</b>	<b>5856</b>	<b>98.50</b>

**S01 Okkultes Blut im Stuhl**

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Haemoccult	negativ	33	1	97.06
Hemofec	negativ	7	0	100.00
Colo-Rectal Test	negativ	24	0	100.00
andere Methoden Guajak	negativ	2	0	100.00
Hexagon OBTI	negativ	33	0	100.00
Epi Tuub	negativ	8	0	100.00
andere Meth. immunologisch	negativ	68	0	100.00
I-Colo-Rectal Test	negativ	35	1	97.22
<b>Total</b>		<b>210</b>	<b>2</b>	<b>99.06</b>

**Kommentar S01**

*Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt kein Blut, alle Tests sollten "negativ" ergeben.*

**I08 Zöliakie**

---

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Augurix Simptomax	positiv	17	124	87.94

---

**Kommentar I08**

*Die Probe enthielt Anti-Transglutaminase IgA, in einer Konzentration von 105 kU/l (Referenzbereich <10 kU/l). Die Antikörper gegen deamidierte Gliadine waren mit 11 U/ml nur leicht über dem Referenzbereich von 10. Beim Simptomax Test war die T1 Bande deutlich positiv, T2 war negativ.*

**I09 Allergologie Immunocap RAPID**

<b>E1 Katze</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	298	1	99.67

<b>T3 Birke</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	4	299	98.68

<b>W6 Beifuss</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	36	267	100.00

<b>G6 Lieschgras</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	3	300	99.01

<b>F1 Eiweiss</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	30	1	96.77

<b>i6 Küchenschabe</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	262	5	98.13

<b>E5 Hund</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	117	182	100.00

<b>T9 Olive</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	243	54	100.00

<b>W21 Glaskraut</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	207	89	100.00

<b>D1 Derm. pteronyssin.</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	262	33	100.00

<b>F2 Milcheiweiss</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	29	1	96.67

<b>m6 Schimmelpilz</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	188	79	100.00

**Kommentar I09**

*Klar positiv waren t3 Birke und g6 Lieschgras. Das Blut war bei einigen Allergenen (e5,t9,w6,w21,d1,m6) schwach positiv. Im Labor haben wir IgE Konzentrationen von 0.7-3.5 kU/L gemessen, was CAP Klasse 2 (schwach positiv) entspricht. Auf dem Immunocap RAPID Test sind diese nicht klar ablesbar, weshalb wir pos und neg als korrekt bewertet haben.*

**U02 Urin Teststreifen/HCG**

---

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	1088	9	99.18

---

**Kommentar U02**

*Dem Urin von verschiedenen Spendern wurde Blut und Protein zugesetzt.*

**U03 Urin Drogen**

<b>Methamphetamin</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Nal von Minden	positiv	0	5	100.00
Intex	positiv	0	1	100.00
Syva Rapid Test	positiv	0	2	100.00
Triage TOX	negativ / positiv	8	2	100.00
Andere Schnelltests	positiv	4	18	81.82
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>28</b>	<b>90.00</b>

<b>Methaqualon</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	0	100.00

<b>TCA</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Triage TOX	negativ	11	0	100.00
Alle Methoden	negativ	14	0	100.00
<b>Total</b>		<b>27</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>LSD</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	3	0	100.00

<b>Amphetamine</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
SureStep Abbott	positiv	3	7	70.00
Nal von Minden	positiv	1	6	85.71
Architect	positiv	0	4	100.00
Cobas	positiv	0	3	100.00
Triage 8	positiv	1	1	50.00
Syva Rapid Test	positiv	0	1	100.00
Intex	positiv	0	2	100.00
Willi Fox	positiv	1	4	80.00
MD Doctors Direct	positiv	0	7	100.00
Clear Test	positiv	2	4	66.67
Triage TOX	negativ / positiv	7	3	100.00
Andere quantitativ	positiv	2	10	83.33
Andere Schnelltests	positiv	7	17	70.83
<b>Total</b>		<b>24</b>	<b>69</b>	<b>81.72</b>

<b>Barbiturate</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
SureStep Abbott	negativ	7	0	100.00
Nal von Minden	negativ	1	0	100.00
Architect	negativ	3	0	100.00
Cobas	negativ	2	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	2	0	100.00
Clear Test	negativ	1	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	8	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	12	0	100.00
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Benzodiazepine</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
SureStep Abbott	negativ	10	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	100.00
Architect	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	3	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	4	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	6	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	28	0	100.00
<b>Total</b>		<b>99</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Cannabinoide</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
SureStep Abbott	positiv	2	10	83.33
Nal von Minden	positiv	0	11	100.00
Architect	positiv	0	5	100.00
Cobas	positiv	0	3	100.00
Triage 8	positiv	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	0	2	100.00
Intex	positiv	0	7	100.00
Willi Fox	positiv	0	7	100.00
MD Doctors Direct	positiv	1	8	88.89
Clear Test	positiv	0	6	100.00
Triage TOX	positiv	0	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	2	11	84.62
Andere Schnelltests	positiv	5	27	84.38
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>109</b>	<b>91.60</b>

<b>Cocain</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
SureStep Abbott	negativ	10	0	100.00
Nal von Minden	negativ	10	0	100.00
Architect	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	3	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	5	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	29	1	96.67
<b>Total</b>		<b>106</b>	<b>1</b>	<b>99.07</b>

<b>Methadon</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
SureStep Abbott	negativ	9	0	100.00
Nal von Minden	negativ	5	0	100.00
Architect	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	3	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	100.00
Clear Test	negativ	6	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	11	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	25	2	92.59
<b>Total</b>		<b>91</b>	<b>2</b>	<b>97.85</b>

<b>Opiate</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
SureStep Abbott	negativ	9	0	100.00
Nal von Minden	negativ	10	0	100.00
Architect	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	3	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	5	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	28	0	100.00
<b>Total</b>		<b>105</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Phencyclidin</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	8	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	5	0	100.00
<b>Total</b>		<b>13</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Paracetamol</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	8	0	100.00

<b>6-Acetylmorphin</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	0	100.00

<b>Buprenorphin</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	0	100.00

<b>EDDP</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	0	100.00

<b>Ethylglucuronid ql</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	2	0	100.00

<b>Ecstasy pos/neg</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	18	0	100.00

**Kommentar U03**

*Einem Liter Urin wurden 400 µg Delta-9-THC, 400 µg 11-Nor-Delta-9-THC, 1600 µg Methamphetamin und 1600 µg Amphetamin zugesetzt. Entsprechend sollten THC, Methamphetamin und Amphetamin positiv, alle anderen Analysen negativ sein. In der Schweiz empfehlen wir die Entscheidungsgrenzen der SCDAT ([www.scdat.ch](http://www.scdat.ch)) zu verwenden. Dies sind bei THC 50 µg/L und bei den Amphetaminen 500 µg/L. Bitte kontrollieren Sie, ob wir den Namen des verwendeten Testsystems korrekt erfasst haben.*

**K08 Herzinfarktmarker h232**

<b>Troponin T qI</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	2	25	92.59

<b>Troponin T CR pos/neg</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Cobas h 232	positiv	10	676	98.54

<b>Troponin I qI</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	2	0	100.00

<b>Trop I pos/neg DP</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Life Sign	positiv	0	1	100.00