

Rapport MQ 2021/2 Résultats qualitatifs

Résumé

Echantillon	Résultats	bon	% bon
S01 Sang occulte dans les selles	212	210	99.06
I08 Maladie coéliquaue	141	124	87.94
I09 Allergologie Immunocap RAPID	2990	2975	99.50
U02 Bandelettes urinaires/HCG	1097	1088	99.18
U03 Urine drogues d'abus	789	755	95.69
K08 Marqueurs cardiaques h232	716	704	98.32
Total	5945	5856	98.50

S01 Sang occulte dans les selles

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test Hémocult	négatif	33	1	97.06
Hemofec	négatif	7	0	100.00
Test Colo-Rectal	négatif	24	0	100.00
Autres Guajak	négatif	2	0	100.00
Hexagon OBTI	négatif	33	0	100.00
Epi Tuub	négatif	8	0	100.00
Autres immuno	négatif	68	0	100.00
I-Colo-Rectal Test	négatif	35	1	97.22
Totale		210	2	99.06

Commentaire S01

Notre échantillon de selle simulé ne contenait pas de sang, tous les tests devraient être "négatif".

I08 Maladie cœliaque

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Augurix Simptomax	positif	17	124	87.94

Commentaire I08

L'échantillon contenait des IgA anti-transglutaminase à une concentration de 105 kU/l (plage de référence <10 kU/l). Les anticorps contre les formes désamidées de la gliadine, qui affichaient une concentration de 11 U/ml, n'étaient que légèrement au-dessus de la plage de référence de 10. Lors du test Simptomax, la bande T1 était nettement " positif ", T2 était " négatif ".

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Chat	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	298	1	99.67

T3 Bouleau	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	4	299	98.68

W6 Armoise	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	36	267	100.00

G6 fléole des prés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	3	300	99.01

F1 Blanc d'oeuf de poule	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	30	1	96.77

i6 Blatte germanique	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	262	5	98.13

E5 chien	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	117	182	100.00

T9 olivier	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	243	54	100.00

W21 Pariétaire	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	207	89	100.00

D1 Derm. pteronyssin.	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	262	33	100.00

F2 Lait	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	29	1	96.67

m6 Moisissure	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	188	79	100.00

Commentaire I09

Le bouleau t3 et la fléole des prés g6 étaient clairement " positif ". Le sang était faiblement " positif " pour certains allergènes (e5, t9, w6,w21, d1, m6). Au laboratoire nous avons mesuré des concentrations d'IgE de 0,7-3,5 kU/l, ce qui correspond à la classe 2 du système CAP (faiblement " positif "). Celles-ci ne sont pas clairement lisibles sur le test Immunocap RAPID, c'est pourquoi nous avons évalué positif et négatif comme " correct ".

U02 Bandelettes urinaires/HCG

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	1088	9	99.18

Commentaire U02

Du sang et des protéines ont été ajoutés à l'urine de différents donneurs.

U03 Urine drogues d'abus

Méthamphétamine	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Nal von Minden	positif	0	5	100.00
Intex	positif	0	1	100.00
Syva Rapid Test	positif	0	2	100.00
Triage TOX	négatif / positif	8	2	100.00
Autres tests rapides	positif	4	18	81.82
Totale		12	28	90.00

Méthaqualone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

TCA	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	11	0	100.00
toutes les méthodes	négatif	14	0	100.00
Totale		27	0	100.00

LSD	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	3	0	100.00

Amphétamines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
SureStep Abbott	positif	3	7	70.00
Nal von Minden	positif	1	6	85.71
Architect	positif	0	4	100.00
Cobas	positif	0	3	100.00
Triage 8	positif	1	1	50.00
Syva Rapid Test	positif	0	1	100.00
Intex	positif	0	2	100.00
Willi Fox	positif	1	4	80.00
MD Doctors Direct	positif	0	7	100.00
Clear Test	positif	2	4	66.67
Triage TOX	négatif / positif	7	3	100.00
Autres quantitatifs	positif	2	10	83.33
Autres tests rapides	positif	7	17	70.83
Totale		24	69	81.72

Barbituriques	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
SureStep Abbott	négatif	7	0	100.00
Nal von Minden	négatif	1	0	100.00
Architect	négatif	3	0	100.00
Cobas	négatif	2	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	2	0	100.00
Clear Test	négatif	1	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	8	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	0	100.00
Totale		50	0	100.00

Benzodiazépines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
SureStep Abbott	négatif	10	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	3	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	4	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	6	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	28	0	100.00
Totale		99	0	100.00

Cannabinoïdes	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
SureStep Abbott	positif	2	10	83.33
Nal von Minden	positif	0	11	100.00
Architect	positif	0	5	100.00
Cobas	positif	0	3	100.00
Triage 8	positif	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positif	0	2	100.00
Intex	positif	0	7	100.00
Willi Fox	positif	0	7	100.00
MD Doctors Direct	positif	1	8	88.89
Clear Test	positif	0	6	100.00
Triage TOX	positif	0	10	100.00
Autres quantitatifs	positif	2	11	84.62
Autres tests rapides	positif	5	27	84.38
Totale		10	109	91.60

Cocaïne	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
SureStep Abbott	négatif	10	0	100.00
Nal von Minden	négatif	10	0	100.00
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	3	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	5	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	29	1	96.67
Totale		106	1	99.07

Méthadone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
SureStep Abbott	négatif	9	0	100.00
Nal von Minden	négatif	5	0	100.00
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	3	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Clear Test	négatif	6	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	11	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	25	2	92.59
Totale		91	2	97.85

Opiacés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
SureStep Abbott	négatif	9	0	100.00
Nal von Minden	négatif	10	0	100.00
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	3	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	5	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	28	0	100.00
Totale		105	0	100.00

Phencyclidin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	8	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	5	0	100.00
Totale		13	0	100.00

Paracétamol	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	8	0	100.00

6-Acetylmorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	0	100.00

Buprenorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	0	100.00

EDDP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	0	100.00

Ethylglucuronid ql	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	2	0	100.00

Ecstasy pos/neg	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	18	0	100.00

Commentaire U03

400 µg de delta-9-THC, 400 µg de 11-nor-delta-9-THC, 1600µg de méthamphétamine et 1600µg d'amphétamine ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence, le THC, la méthamphétamine et l'amphétamine doivent être " positif ", toutes les autres analyses doivent être " négatif ". En Suisse, nous recommandons d'utiliser les limites de décision du SCDAT (www.scdat.ch). Concernant le THC, c'est 50µg/l et concernant les amphétamines 500µg/l. Veuillez vérifier si nous avons correctement saisi le nom du système de test utilisé.

K08 Marqueurs cardiaques h232

Troponine T qI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	2	25	92.59

Troponin T CR pos/neg	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Cobas h 232	positif	10	676	98.54

Troponine I qI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	2	0	100.00

Trop I pos/neg DP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Life Sign	positif	0	1	100.00