

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Ethylglucuronid ql**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Test rapide	négatif	1	1	100.00

Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Nal von Minden	négatif	7	7	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	8	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	2	2	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	7	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	12	100.00
Autres tests rapides	négatif	26	25	96.00
Totale		81	80	99.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	négatif	1	1	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Autres tests rapides	négatif	23	23	100.00
Totale		26	26	100.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	21	21	100.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	3	3	100.00
Cobas	positif	2	2	100.00
Nal von Minden	positif	1	1	100.00
SureStep Abbott	positif	6	6	100.00
Willi Fox	positif	2	1	50.00
MD Doctors Direct	positif	3	3	100.00
Clear Test	positif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	8	7	88.00

Autres tests rapides	positif	13	13	100.00
Totale		39	37	95.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Nal von Minden	négatif	8	8	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	8	100.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Willi Fox	négatif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	12	100.00
Autres tests rapides	négatif	30	29	97.00
Totale		86	85	99.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	5	5	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Nal von Minden	négatif	11	11	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	10	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Intex	négatif	7	7	100.00
Willi Fox	négatif	6	6	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	9	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	13	100.00
Autres tests rapides	négatif	34	32	94.00
Totale		107	105	98.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Nal von Minden	négatif	10	10	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	8	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	7	88.00

Clear Test	négatif	8	8	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	13	100.00
Autres tests rapides	négatif	32	31	97.00
Totale		95	93	98.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	4	4	100.00
Cobas	positif	3	3	100.00
Nal von Minden	positif	5	5	100.00
SureStep Abbott	positif	8	8	100.00
Intex	positif	3	3	100.00
Willi Fox	positif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	8	8	100.00
Clear Test	positif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	positif	11	11	100.00
Autres tests rapides	positif	29	28	97.00
Totale		81	80	99.00

Méthaqualone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	7	7	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	4	4	100.00
Cobas	positif	3	3	100.00
Nal von Minden	positif	10	8	80.00
SureStep Abbott	positif	8	8	100.00
Syva Rapid Test	positif	2	2	100.00
Intex	positif	3	3	100.00
Willi Fox	positif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	8	8	100.00
Clear Test	positif	8	8	100.00
Autres quantitatifs	positif	12	8	67.00
Autres tests rapides	positif	30	26	87.00
Totale		92	82	89.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	5	5	100.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	4	100.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	15	14	93.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	3	3	100.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Nal von Minden	négatif	5	5	100.00

Commentaire U3

1500 µg de thiopental, 1500 µg de sécobarbital, 1500 µg de morphine-6-b-glucuronide, 1500 µg de méthadone et 1500 µg d'EDDP ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence, les barbituriques, les opiacés et la méthadone devraient être positifs et toutes les autres analyses devraient être négatives.