

**Rapport MQ 2021/4 Résultats qualitatifs****Résumé**

<b>Echantillon</b>	<b>Résultats</b>	<b>bon</b>	<b>% bon</b>
S01 Sang occulte dans les selles	202	196	97.03
I09 Allergologie Immunocap RAPID	3318	3209	96.71
U02 Bandelettes urinaires/HCG	1105	1098	99.37
U03 Urine drogues d'abus	761	753	98.95
K08 Marqueurs cardiaques h232	684	667	97.51
<b>Total</b>	<b>6070</b>	<b>5923</b>	<b>97.58</b>

**S01 Sang occulte dans les selles**

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test Hémocult	positif	3	26	89.66
Hemofec	positif	0	6	100.00
Test Colo-Rectal	positif	0	25	100.00
Autres Guajak	positif	0	2	100.00
Hexagon OBTI	positif	1	29	96.67
Epi Tuub	positif	1	4	80.00
Autres immuno	positif	1	62	98.41
I-Colo-Rectal Test	positif	0	42	100.00
<b>Totale</b>		<b>6</b>	<b>196</b>	<b>97.03</b>

**Commentaire S01**

*Notre échantillon de selle simulé contient du sang humain, tous les tests devraient être "positif".*

**I09 Allergologie Immunocap RAPID**

<b>E1 Chat</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	1	332	99.70

<b>T3 Bouleau</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	46	287	86.19

<b>W6 Armoise</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	328	2	99.39

<b>G6 fléole des prés</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	3	330	99.10

<b>F1 Blanc d'oeuf de poule</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	31	1	96.88

<b>i6 Blatte germanique</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	4	299	98.68

<b>E5 chien</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	242	87	100.00

<b>T9 olivier</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	26	307	92.19

<b>W21 Pariétaire</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	24	309	92.79

<b>D1 Derm. pteronyssin.</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	176	152	100.00

<b>F2 Lait</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	28	2	93.33

<b>m6 Moisissure</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	154	147	100.00

**Commentaire I09**

*Chat e1, bouleau t3, fléole des prés g6, blatte i6, olive T9 et pariétaire w21 étaient clairement positifs.*

*Concernant D1 Derm. Pteronyssinus, chien e5 et moisissure m6, les bandes étaient très faiblement visibles, nous avons accepté " positif " et " négatif " pour ces trois allergènes.*

**U02 Bandelettes urinaires/HCG**

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	1097	7	99.37
hCG+, Abbott	négatif	1	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>1098</b>	<b>7</b>	<b>99.37</b>

**Commentaire U02**

*Toutes les analyses étaient dans la plage normale. À partir de cet échantillon, nous avons mesuré une concentration en protéines de 0,040 g/l.*

**U03 Urine drogues d'abus**

<b>Méthamphétamine</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Intex	négatif	1	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	22	0	100.00
Nal von Minden	négatif	5	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Méthaqualone</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	1	100.00

<b>TCA</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage 8	positif	0	2	100.00
Triage TOX	positif	0	11	100.00
toutes les méthodes	positif	1	12	92.31
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>25</b>	<b>96.15</b>

<b>LSD</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	positif	0	3	100.00

<b>Amphétamines</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	2	0	100.00
Nal von Minden	négatif	7	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	2	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	24	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>91</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Barbituriques</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	3	0	100.00
Cobas	négatif	1	0	100.00
Nal von Minden	négatif	1	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	6	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	3	0	100.00
Clear Test	négatif	1	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	8	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>49</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Benzodiazépines</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	2	0	100.00
Nal von Minden	négatif	7	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	1	90.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	4	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	28	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>95</b>	<b>1</b>	<b>98.96</b>

<b>Cannabinoïdes</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	5	0	100.00
Cobas	négatif	2	0	100.00
Nal von Minden	négatif	10	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	8	0	100.00
Willi Fox	négatif	6	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	31	1	96.88
<b>Totale</b>		<b>117</b>	<b>1</b>	<b>99.15</b>

<b>Cocaïne</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	positif	0	4	100.00
Cobas	positif	0	2	100.00
Nal von Minden	positif	1	7	87.50
SureStep Abbott	positif	1	9	90.00
Triage 8	positif	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positif	0	2	100.00
Intex	positif	0	3	100.00
Willi Fox	positif	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	8	100.00
Clear Test	positif	1	7	87.50
Triage TOX	positif	1	9	90.00
Autres quantitatifs	positif	0	13	100.00
Autres tests rapides	positif	1	29	96.67
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>99</b>	<b>95.19</b>



<b>Méthadone</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	2	0	100.00
Nal von Minden	négatif	5	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	0	100.00
Triage 8	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	7	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	11	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	27	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>87</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Opiacés</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	2	0	100.00
Nal von Minden	négatif	9	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Clear Test	négatif	8	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	29	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>103</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Phencyclidin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	0	100.00

<b>Paracétamol</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	3	0	100.00

<b>6-Acetylmorphin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	0	100.00

<b>Buprenorphin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	0	100.00

<b>EDDP</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	8	0	100.00

<b>Ethylglucuronid ql</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	1	0	100.00

<b>Ecstasy pos/neg</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	20	0	100.00

### **Commentaire U03**

*700 µg de benzoylecgonine, 50 µg de LSD, 450 µg de méthaqualone, 500 µg d'amitriptyline et 1 600 µg de nortryptiline ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence, les résultats concernant la cocaïne, le LSD, la méthaqualone et les antidépresseurs tricycliques doivent être positifs, toutes les autres analyses doivent être négatives.*

**K08 Marqueurs cardiaques h232**

<b>Troponine T qI</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	6	18	75.00

<b>Troponin T CR pos/neg</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Cobas h 232	positif	10	648	98.48

<b>Troponine I qI</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	positif	1	1	50.00