

**Rapport U03 Urine drogues d'abus****Ethylglucuronid ql**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Test rapide	négatif	1	1	100.00

**Amphétamines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	7	7	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	9	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	2	2	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	7	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	12	100.00
Autres tests rapides	négatif	24	24	100.00
<b>Totale</b>		<b>79</b>	<b>79</b>	<b>100.00</b>

**Méthamphétamine**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	négatif	1	1	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Autres tests rapides	négatif	22	22	100.00
<b>Totale</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100.00</b>

**Ecstasy pos/neg**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	20	20	100.00

**Barbituriques**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	1	1	100.00
Nal von Minden	négatif	1	1	100.00
SureStep Abbott	négatif	6	6	100.00
Willi Fox	négatif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	négatif	3	3	100.00
Clear Test	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	8	8	100.00

Autres tests rapides	négatif	12	12	100.00
<b>Totale</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>100.00</b>

**Benzodiazépines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	7	7	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	9	90.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Willi Fox	négatif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	12	100.00
Autres tests rapides	négatif	28	28	100.00
<b>Totale</b>		<b>84</b>	<b>83</b>	<b>99.00</b>

**Cannabinoïdes**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	5	5	100.00
Cobas	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	10	10	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	12	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Intex	négatif	8	8	100.00
Willi Fox	négatif	6	6	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	9	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	13	100.00
Autres tests rapides	négatif	32	31	97.00
<b>Totale</b>		<b>106</b>	<b>105</b>	<b>99.00</b>

**Cocaïne**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	4	4	100.00
Cobas	positif	2	2	100.00
Nal von Minden	positif	8	7	88.00
SureStep Abbott	positif	10	9	90.00
Syva Rapid Test	positif	2	2	100.00
Intex	positif	3	3	100.00
Willi Fox	positif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	8	8	100.00

Clear Test	positif	8	7	88.00
Autres quantitatifs	positif	13	13	100.00
Autres tests rapides	positif	30	29	97.00
<b>Totale</b>		<b>92</b>	<b>88</b>	<b>96.00</b>

**Méthadone**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	5	5	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	8	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	9	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	11	11	100.00
Autres tests rapides	négatif	27	27	100.00
<b>Totale</b>		<b>79</b>	<b>79</b>	<b>100.00</b>

**Méthaqualone**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	1	1	100.00

**EDDP**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	8	8	100.00

**Opiacés**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	9	9	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	9	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	9	100.00
Clear Test	négatif	8	8	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	12	100.00
Autres tests rapides	négatif	29	29	100.00
<b>Totale</b>		<b>91</b>	<b>91</b>	<b>100.00</b>

**Buprenorphin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	4	100.00

**6-Acetylmorphin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

**Phencyclidin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	4	100.00

**TCA**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	13	12	92.00

**LSD**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	positif	3	3	100.00

**Méthamphétamine**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Nal von Minden	négatif	5	5	100.00

**Commentaire U3**

700 µg de benzoylecgonine, 50 µg de LSD, 450 µg de méthaqualone, 500 µg d'amitriptyline et 1 600 µg de nortriptyline ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence, les résultats concernant la cocaïne, le LSD, la méthaqualone et les antidépresseurs tricycliques doivent être positifs, toutes les autres analyses doivent être négatives.