

## Rapport MQ 2022/1 Résultats qualitatifs

### Résumé

<b>Echantillon</b>	<b>Résultats</b>	<b>bon</b>	<b>% bon</b>
S01 Sang occulte dans les selles	201	200	99.50
I09 Allergologie Immunocap RAPID	3228	3186	98.70
U02 Bandelettes urinaires/HCG	1106	1098	99.28
U03 Urine drogues d'abus	759	755	99.47
K08 Marqueurs cardiaques h232	677	663	97.93
<b>Total</b>	<b>5971</b>	<b>5902</b>	<b>98.84</b>

**S01 Sang occulte dans les selles**

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test Hémocult	négatif	26	0	100.00
Hemofec	négatif	8	0	100.00
Test Colo-Rectal	négatif	25	0	100.00
Autres Guajak	négatif	1	0	100.00
Hexagon OBTI	négatif	30	1	96.77
Epi Tuub	négatif	4	0	100.00
Autres immuno	négatif	65	0	100.00
I-Colo-Rectal Test	négatif	41	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>200</b>	<b>1</b>	<b>99.50</b>

**Commentaire S01**

*Notre échantillon de selle simulé contient no du sang humain, tous les tests devraient être "négatif".*

**I09 Allergologie Immunocap RAPID**

<b>E1 Chat</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	6	320	98.16

<b>T3 Bouleau</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	4	322	98.77

<b>W6 Armoise</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	118	205	100.00

<b>G6 fléole des prés</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	6	320	98.16

<b>F1 Blanc d'oeuf de poule</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	31	0	100.00

<b>i6 Blatte germanique</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	279	10	96.54

<b>E5 chien</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	9	316	97.23

<b>T9 olivier</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	251	67	100.00

<b>W21 Pariétaire</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	259	60	100.00

<b>D1 Derm. pteronyssin.</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	7	319	97.85

<b>F2 Lait</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	31	0	100.00

<b>m6 Moisissure</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	243	45	100.00

**Commentaire I09**

*Chat e1, bouleau t3, fléole des prés g6, chien e5 et d1 Derm. Pteronyssinus étaient clairement positifs. Concernant w6 armoise, olive T9, pariétaire w21 et moisissure m6, les bandes étaient très faiblement visibles, nous avons accepté " positif " et " négatif " pour ces quatres allergènes.*

**U02 Bandelettes urinaires/HCG**

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	1098	8	99.28

**Commentaire U02**

*Il s'agissait d'urines normales de donneurs auxquelles nous avons ajouté des érythrocytes. Dans cet échantillon, nous avons mesuré une concentration en protéines de 0,050 g/l. Le nitrite était limite, c'est pourquoi nous avons évalué " positif " et " négatif " comme correct.*

**U03 Urine drogues d'abus**

<b>Méthamphétamine</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	23	0	100.00
Nal von Minden	négatif	5	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Méthaqualone</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

<b>TCA</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage 8	positif	0	2	100.00
Triage TOX	positif	0	11	100.00
toutes les méthodes	positif	0	13	100.00
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>26</b>	<b>100.00</b>

<b>LSD</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	positif	0	3	100.00

<b>Amphétamines</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	2	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	2	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	6	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	25	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>91</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Barbituriques</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	positif	0	3	100.00
Cobas	positif	0	1	100.00
Nal von Minden	positif	0	1	100.00
SureStep Abbott	positif	0	6	100.00
Triage 8	positif	0	2	100.00
Willi Fox	positif	1	1	50.00
MD Doctors Direct	positif	0	2	100.00
Clear Test	positif	0	1	100.00
Triage TOX	positif	0	10	100.00
Autres quantitatifs	positif	1	8	88.89
Autres tests rapides	positif	0	13	100.00
<b>Totale</b>		<b>2</b>	<b>48</b>	<b>96.00</b>

<b>Benzodiazépines</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	2	0	100.00
Nal von Minden	négatif	7	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	29	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>97</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Cannabinoïdes</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	5	0	100.00
Cobas	négatif	2	0	100.00
Nal von Minden	négatif	10	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	7	0	100.00
Willi Fox	négatif	6	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	33	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>118</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Cocaïne</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	positif	0	4	100.00
Cobas	positif	0	2	100.00
Nal von Minden	positif	1	7	87.50
SureStep Abbott	positif	0	10	100.00
Triage 8	positif	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positif	0	2	100.00
Intex	positif	0	2	100.00
Willi Fox	positif	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	7	100.00
Clear Test	positif	0	8	100.00
Triage TOX	positif	0	10	100.00
Autres quantitatifs	positif	0	14	100.00
Autres tests rapides	positif	0	31	100.00
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>103</b>	<b>99.04</b>



<b>Méthadone</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	2	0	100.00
Nal von Minden	négatif	5	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	0	100.00
Triage 8	négatif	1	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	2	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	8	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	27	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>88</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Opiacés</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	2	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	2	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	8	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	27	1	96.43
<b>Totale</b>		<b>98</b>	<b>1</b>	<b>98.99</b>

<b>Phencyclidin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	0	100.00

<b>Paracétamol</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	3	0	100.00

<b>6-Acetylmorphin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	0	100.00

<b>Buprenorphin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	0	100.00

<b>EDDP</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	9	0	100.00

<b>Ethylglucuronid ql</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	0	1	100.00

<b>Ecstasy pos/neg</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	18	0	100.00

**Commentaire U03**

*600 µg de pentobarbital, 700 µg de benzoylécgonine, 2 µg de LSD, 800 µg de clomipramine et 2200 µg d'opipramol ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence, les barbituriques, la cocaïne, le LSD et les antidépresseurs tricycliques doivent être " positif ", toutes les autres analyses doivent être " négatif ".*

**K08 Marqueurs cardiaques h232**

<b>Troponine T qI</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	3	18	85.71

<b>Troponin T CR pos/neg</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Cobas h 232	positif	11	643	98.32

<b>Troponine I qI</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	2	0	100.00