

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Combur Roche, visuell**

Leucocytes	766*	132*	3					
Lc/ μ L	neg	25	75		500			
Nitrite	47*	855*						
	neg	pos						
pH	42	13	541*	151*	144*	1	4	2
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	270*	1	624*	3	5			
g/L	neg		0.3	1	5			
Glucose	900*	5		1		1		
mmol/L	norm	2.8	5.5	17		55		
Cétone	891*		4	1				
mmol/L	neg		1	5		15		
Urobilinogène	833*							
μ mol/L	norm	17		70	140	200		
Bilirubine	821*	12			2			
	neg	+	++	+++	++++			
Erythrocytes/Hém	9	1	3*	40*	851*			
Ery / μ l	neg	10	25	50	250			
Poids spécif.	6	70*	307*	147*	5			
	1000	1005	1010	1015	1020	1025	1030	

Commentaire U2

Il s'agissait d'urines normales de donneurs auxquelles nous avons ajouté des érythrocytes. Dans cet échantillon, nous avons mesuré une concentration en protéines de 0,050 g/l. Le nitrite était limite, c'est pourquoi nous avons évalué " positif " et " négatif " comme correct.

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Combur Urilux/Uriscys**

Leucocytes	1008*	46*						
Lc/ μ L	neg	25	100		500			
Nitrite	261*	798*						
	neg	pos						
pH	7	1	112*	587*	346*	1	1	
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	899*		156*	1				
g/L	neg		0.25	0.75	1.5	5		
Glucose	1054*		1					
mmol/L	norm	3	6	17		56		
Cétone	1038*	8	1	8				
mmol/L	neg	0.5	1.5	5		15		
Urobilinogène	1052*	1						
μ mol/L	norm	17		70	140	200		
Bilirubine	1052*							
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	8	3	4*	27*	1016*			
Ery / μ l	neg	10	25	50	250			
Poids spécif.	8	319*	566*	119*	7			
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

Il s'agissait d'urines normales de donneurs auxquelles nous avons ajouté des érythrocytes. Dans cet échantillon, nous avons mesuré une concentration en protéines de 0,050 g/l. Le nitrite était limite, c'est pourquoi nous avons évalué " positif " et " négatif " comme correct.

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Multistix Clinitek**

Leucocytes	137*	3*	1					
Lc/ μ L	neg	15	70	125	500			
Nitrite	99*	43*						
	neg	pos						
pH	1		11*	106*	24*			
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	104*	34*	5					
g/L	neg	Spur	0.3	1	3	20		
Glucose	143*							
mmol/L	neg		5.5	14	28	55	111	
Cétone	141*							
mmol/L	neg	0.5	1.5	4	8	16		
Urobilinogène	135*							
μ mol/L	3.2	16	33	66	131			
Bilirubine	135*	1						
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	1			5*	137*			
Ery / μ l	neg	10	25	80	200			
Poids spécif.		6*	21*	74*	31*	6	2	
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

Il s'agissait d'urines normales de donneurs auxquelles nous avons ajouté des érythrocytes. Dans cet échantillon, nous avons mesuré une concentration en protéines de 0,050 g/l. Le nitrite était limite, c'est pourquoi nous avons évalué " positif " et " négatif " comme correct.

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Aution, PocketChem**

Leucocytes	249*	6*	2					
Lc/ μ L	neg	10-25	70-75	125-250	500			
Nitrite	250*	6*						
	neg	pos						
pH		1*	15*	239*				
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	167*	78*	12					
g/L	neg	0.15	0.3	1	3-5	10-20		
Glucose	254*	2						
mmol/L	norm	2.8	5.6	14-17	28	55	111	
Cétone	256*	1						
mmol/L	neg	0.5	1.5	4-5	8-10	15-16		
Urobilinogène	258*							
μ mol/L	norm	16	33-35	66-70	131-140	200		
Bilirubine	255*	1						
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	4	6	7*	7*	229*			
Ery / μ l	neg	5-10	25	50-80	250			
Poids spécif.	3	4*	116*	79*	25*			
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

Il s'agissait d'urines normales de donneurs auxquelles nous avons ajouté des érythrocytes. Dans cet échantillon, nous avons mesuré une concentration en protéines de 0,050 g/l. Le nitrite était limite, c'est pourquoi nous avons évalué " positif " et " négatif " comme correct.

U2 Bandelettes urinaires/HCG

Combi Screen

Leucocytes	60*							
Lc/μL	neg	25	75			500		
Nitrite	54*	8*						
	neg	pos						
pH	2	1	47*	10*	1*			
	5	5.5	6	6.5	7		8	
Protéine	53*	6*	2					
mg/dl	neg	Spur	30	100	500			
Glucose	61*							
mmol/L	neg	2.8	5.6	14	28	56		
Cétone	60*		1					
	neg	Spur	+	++	+++			
Urobilinogène	61*							
μmol/L	norm	35	70	140	200			
Bilirubine	61*							
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	1	2*		2*	57*			
Ery / μl	neg	5-10		50	300			
Poids spécif.	1		23*	32*	3*			
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

Il s'agissait d'urines normales de donneurs auxquelles nous avons ajouté des érythrocytes. Dans cet échantillon, nous avons mesuré une concentration en protéines de 0,050 g/l. Le nitrite était limite, c'est pourquoi nous avons évalué " positif " et " négatif " comme correct.

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Sysmex U**

Leucocytes	162*	4*	1	1				
Lc/ μ L	neg	25	75		500			
Nitrite	156*	10*						
	neg	pos						
pH	5	7	115*	38*	4*			
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	38*	110*	21					
g/l	neg	0.15	0.3	1.0	3.0	10.0		
Glucose	167*	1						
mmol/L	neg	2.8	5.6	14	28		111	
Cétone	168*							
mmol/L	neg		0.93	2.8	7.4			
Urobilinogène	164*							
μ mol/L	norm		34	68	135	202		
Bilirubine	165*			2				
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	6			2*	156*			
Ery / μ l	neg	10	20	50	250			
Poids spécif.	2	15*	141*	8*	1			
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

Il s'agissait d'urines normales de donneurs auxquelles nous avons ajouté des érythrocytes. Dans cet échantillon, nous avons mesuré une concentration en protéines de 0,050 g/l. Le nitrite était limite, c'est pourquoi nous avons évalué " positif " et " négatif " comme correct.