G3/G4 Coagulazione ampliata 2022-3

Istruzioni

- Le cifre corrispondono al numero di partecipanti che hanno fornito guesti risultati.
- I campi incorniciati mostrano i risultati inoltrati dal vostro laboratorio.
- I risultati quantitativi sono ora integrati nella valutazione normale. I "valori obiettivo" sono formati dalla media dei partecipanti elaborata eliminando quelli estremi all'infuori dei limiti di tolleranza
- Nel caso del tempo di trombina viene valutata soltanto l'interpretazione.

Interpretazione dei risultati

Nessuna ant G3 G3	icoagulazione PTT Tempo di trombina	Normale 25 25	Valore limite 1 1	Anormale 0 0	
Terapia all'eparina		Senza epa	rina Subtera	pia Terapia	Troppo forte
G4	PTT	0	0	8	15
G4	Tempo di trombina	0	0	5	21

Distribuzione di tutti i risultati aPTT

La forte distribuzione dei risultati quantitativi rende difficile il calcolo del valore obiettivo. Per tale ragione abbiamo illustrato i risultati ricorrendo a un istogramma.



