

## Rapport MQ 2022/3 Résultats qualitatifs

### Résumé

<b>Echantillon</b>	<b>Résultats</b>	<b>bon</b>	<b>% bon</b>
S01 Sang occulte dans les selles	195	193	98.97
I09 Allergologie Immunocap RAPID	3501	3431	98.00
U02 Bandelettes urinaires/HCG	1109	1075	96.93
U03 Urine drogues d'abus	761	747	98.16
K08 Marqueurs cardiaques h232	680	665	97.79
<b>Total</b>	<b>6246</b>	<b>6111</b>	<b>97.84</b>

**S01 Sang occulte dans les selles**

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test Hémocult	positif	0	22	100.00
Hemofec	positif	0	5	100.00
Test Colo-Rectal	positif	0	26	100.00
Autres Guajak	positif	0	3	100.00
Hexagon OBTI	positif	0	29	100.00
Epi Tuub	positif	0	3	100.00
Autres immuno	positif	2	60	96.77
I-Colo-Rectal Test	positif	0	45	100.00
<b>Totale</b>		<b>2</b>	<b>193</b>	<b>98.97</b>

**Commentaire S01**

*Notre échantillon de selle simulé contient du sang humain, tous les tests devraient être "positif"*

**I09 Allergologie Immunocap RAPID**

<b>E1 Chat</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	23	330	93.48

<b>T3 Bouleau</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	5	349	98.59

<b>W6 Armoise</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	4	349	98.87

<b>G6 fléole des prés</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	345	5	98.57

<b>F1 Blanc d'oeuf de poule</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	34	0	100.00

<b>i6 Blatte germanique</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	307	7	97.77

<b>E5 chien</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	343	6	98.28

<b>T9 olivier</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	344	4	98.85

<b>W21 Pariétaire</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	345	5	98.57

<b>D1 Derm. pteronyssin.</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	343	6	98.28

<b>F2 Lait</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	33	0	100.00

<b>m6 Moisissure</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	309	5	98.41

**U02 Bandelettes urinaires/HCG**

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	1073	34	96.93
Autres méthodes	négatif	1	0	100.00
hCG+, Abbott	négatif	1	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>1075</b>	<b>34</b>	<b>96.93</b>

**Commentaire U02**

*Il s'agissait d'urines normales de donneurs auxquelles nous avons ajouté du glucose. À partir de cet échantillon, nous avons mesuré une concentration un glucose de 4.5 mmol/l.*

**U03 Urine drogues d'abus**

<b>Méthamphétamine</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	9	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	24	0	100.00
Nal von Minden	négatif	5	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Méthaqualone</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

<b>TCA</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
toutes les méthodes	négatif	14	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>26</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>LSD</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	2	0	100.00

<b>Amphétamines</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	0	100.00
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	100.00
Clear Test	négatif	5	1	83.33
Triage TOX	négatif	9	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	17	1	94.44
<b>Totale</b>		<b>91</b>	<b>2</b>	<b>97.85</b>

<b>Barbituriques</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	3	0	100.00
Cobas	négatif	4	0	100.00
Protzek	négatif	2	0	100.00
Nal von Minden	négatif	1	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	6	0	100.00
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	3	0	100.00
Clear Test	négatif	1	0	100.00
Triage TOX	négatif	9	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	7	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	11	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>52</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Benzodiazépines</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	non évaluable	2	2	100.00
Cobas	positif	0	5	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	0	100.00
Triage 8	positif	0	3	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	non évaluable	3	1	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	6	0	100.00
Triage TOX	positif	0	9	100.00
Autres quantitatifs	non évaluable	7	9	100.00
Autres tests rapides	négatif	16	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>65</b>	<b>29</b>	<b>100.00</b>

<b>Cannabinoïdes</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	5	100.00
Cobas	positif	0	5	100.00
Protzek	positif	0	4	100.00
Nal von Minden	positif	0	10	100.00
SureStep Abbott	positif	1	11	91.67
Triage 8	positif	0	3	100.00
Syva Rapid Test	positif	0	2	100.00
Intex	positif	0	8	100.00
Willi Fox	positif	0	5	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	9	100.00
Clear Test	positif	1	6	85.71
Triage TOX	positif	0	9	100.00
Autres quantitatifs	positif	0	15	100.00
Autres tests rapides	positif	2	22	91.67
<b>Totale</b>		<b>4</b>	<b>114</b>	<b>96.61</b>

<b>Cocaïne</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	7	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	11	0	100.00
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	9	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	20	1	95.24
<b>Totale</b>		<b>102</b>	<b>1</b>	<b>99.03</b>



<b>Méthadone</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	5	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Clear Test	négatif	6	0	100.00
Triage TOX	négatif	7	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	17	1	94.44
<b>Totale</b>		<b>87</b>	<b>1</b>	<b>98.86</b>

<b>Opiacés</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	4	100.00
Cobas	positif	0	5	100.00
Protzek	positif	0	4	100.00
Nal von Minden	positif	1	7	87.50
SureStep Abbott	positif	1	8	88.89
Triage 8	positif	0	3	100.00
Syva Rapid Test	positif	1	1	50.00
Intex	positif	0	3	100.00
Willi Fox	positif	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	9	100.00
Clear Test	positif	1	6	85.71
Triage TOX	positif	0	9	100.00
Autres quantitatifs	positif	1	15	93.75
Autres tests rapides	positif	1	18	94.74
<b>Totale</b>		<b>6</b>	<b>96</b>	<b>94.12</b>

<b>Phencyclidin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	0	100.00

<b>Paracétamol</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	3	0	100.00

<b>6-Acetylmorphin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	2	100.00

<b>Buprenorphin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	0	100.00

<b>EDDP</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	7	0	100.00

<b>Ethylglucuronid ql</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	0	2	100.00

<b>Morphin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	2	100.00

<b>Ecstasy pos/neg</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	18	0	100.00

### Commentaire U03

400 µg THC, 900 µg Morphin, 800 µg Morphin-3-Beta D-Gluc, 300 µg 6-Acetylmorphin, 400 µg 11Nor-D9-THC-COOH, 400 µg Cannabidiol, 300 µg Lorazepam ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence, les THC, benzodiazépiné, opiacé et morphine doivent être "positif", toutes les autres analyses doivent être "négatif". Selon scdat.ch, des taux de benzodiazépines supérieurs à 100 microgrammes/L doivent être signalés comme "positifs". Étant donné que tous les tests n'ont pas la même limite de décision, la valeur cible est "négative" pour certains groupes.

**K08 Marqueurs cardiaques h232**

<b>Troponine T qI</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	2	20	90.91

<b>Troponin T CR pos/neg</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Cobas h 232	positif	13	643	98.02

<b>Troponine I qI</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	positif	0	2	100.00