

**Rapport U03 Urine drogues d'abus****Ethylglucuronid ql**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Test rapide	positif	2	2	100.00

**Amphétamines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	6	6	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	10	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	7	100.00
Clear Test	négatif	6	5	83.00
Autres quantitatifs	négatif	13	13	100.00
Autres tests rapides	négatif	20	17	85.00
<b>Totale</b>		<b>83</b>	<b>79</b>	<b>95.00</b>

**Méthamphétamine**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Autres tests rapides	négatif	26	24	92.00
<b>Totale</b>		<b>28</b>	<b>26</b>	<b>93.00</b>

**Ecstasy pos/neg**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	19	18	95.00

**Barbituriques**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Protzek	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	1	1	100.00
SureStep Abbott	négatif	6	6	100.00
Willi Fox	négatif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	négatif	3	3	100.00
Clear Test	négatif	1	1	100.00

Autres quantitatifs	négatif	7	7	100.00
Autres tests rapides	négatif	14	11	79.00
<b>Totale</b>		<b>43</b>	<b>40</b>	<b>93.00</b>

**Benzodiazépines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	non évaluable	4	4	100.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	6	6	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	10	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	non évaluable	4	4	100.00
Willi Fox	négatif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	6	6	100.00
Autres quantitatifs	non évaluable	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	19	16	84.00
<b>Totale</b>		<b>85</b>	<b>82</b>	<b>96.00</b>

**Cannabinoïdes**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	positif	5	5	100.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Protzek	positif	4	4	100.00
Nal von Minden	positif	10	10	100.00
SureStep Abbott	positif	12	11	92.00
Syva Rapid Test	positif	2	2	100.00
Intex	positif	8	8	100.00
Willi Fox	positif	5	5	100.00
MD Doctors Direct	positif	9	9	100.00
Clear Test	positif	7	6	86.00
Autres quantitatifs	positif	15	15	100.00
Autres tests rapides	positif	26	22	85.00
<b>Totale</b>		<b>108</b>	<b>102</b>	<b>94.00</b>

**Cocaïne**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	7	7	100.00
SureStep Abbott	négatif	11	11	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	23	20	87.00
<b>Totale</b>		<b>93</b>	<b>90</b>	<b>97.00</b>

**Méthadone**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	5	5	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	9	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	9	100.00
Clear Test	négatif	6	6	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	12	100.00
Autres tests rapides	négatif	21	17	81.00
<b>Totale</b>		<b>82</b>	<b>78</b>	<b>95.00</b>

**Méthaqualone**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

**EDDP**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	7	7	100.00

**Opiacés**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	positif	4	4	100.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Protzek	positif	4	4	100.00
Nal von Minden	positif	8	7	88.00
SureStep Abbott	positif	9	8	89.00
Syva Rapid Test	positif	2	1	50.00
Intex	positif	3	3	100.00
Willi Fox	positif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	9	9	100.00
Clear Test	positif	7	6	86.00
Autres quantitatifs	positif	16	15	94.00
Autres tests rapides	positif	20	18	90.00
<b>Totale</b>		<b>91</b>	<b>84</b>	<b>92.00</b>

**Buprenorphin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	5	4	80.00

**6-Acetylmorphin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	2	2	100.00

**Phencyclidin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	5	4	80.00

**TCA**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	16	14	88.00

**LSD**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	2	2	100.00

**Méthamphétamine**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Nal von Minden	négatif	5	5	100.00

**Morphin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	2	2	100.00

**Commentaire U3**

400 µg THC, 900 µg Morphin, 800 µg Morphin-3-Beta D-Gluc, 300 µg 6-Acetylmorphin, 400 µg 11Nor-D9-THC-COOH, 400 µg Cannabidiol, 300 µg Lorazepam ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence, les THC, benzodiazépiné, opicacé et morphine doivent être " positif ", toutes les autres analyses doivent être " négatif ". Selon scdat.ch, des taux de benzodiazépines supérieurs à 100 microgrammes/L doivent être signalés comme " positifs ". Étant donné que tous les tests n'ont pas la même limite de décision, la valeur cible est " négative " pour certains groupes.