

Rapport MQ 2022/4 Résultats qualitatifs

Résumé

Echantillon	Résultats	bon	% bon
S01 Sang occulte dans les selles	203	202	99.51
I09 Allergologie Immunocap RAPID	3580	3481	97.23
U02 Bandelettes urinaires/HCG	1129	1126	99.73
U03 Urine drogues d'abus	760	742	97.63
K08 Marqueurs cardiaques h232	658	642	97.57
Total	6330	6193	97.84

S01 Sang occulte dans les selles

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test Hémocult	positif	0	1	100.00
Hemofec	négatif	5	0	100.00
Test Colo-Rectal	négatif	26	0	100.00
Autres Guajak	négatif	3	0	100.00
Hexagon OBTI	négatif	31	0	100.00
Epi Tuub	négatif	4	0	100.00
Autres immuno	négatif	81	1	98.78
I-Colo-Rectal Test	négatif	51	0	100.00
Totale		201	2	99.51

Commentaire S01

Notre échantillon de selles simulées contenait du sang animal, tous les tests immunologiques devraient être "négatifs" et les tests Guajak "positifs"

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Chat	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	3	357	99.17

T3 Bouleau	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	3	357	99.17

W6 Armoise	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	350	5	98.59

G6 fléole des prés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	165	195	100.00

F1 Blanc d'oeuf de poule	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	35	1	97.22

i6 Blatte germanique	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	306	13	95.92

E5 chien	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	35	324	90.25

T9 olivier	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	337	20	94.40

W21 Pariétaire	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	341	13	96.33

D1 Derm. pteronyssin.	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	76	283	100.00

F2 Lait	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	8	29	100.00

m6 Moisissure	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	6	318	98.15

Commentaire I09

e1 chat, t3 bouleau, e5 chien, m6 moisissures étaient clairement positifs. Concernant g6 fléole des prés, f2 protéine de lait et d1 Derm. Pteronyssinus, les bandes étaient faiblement visibles, nous avons accepté " positif " et " négatif ".

U02 Bandelettes urinaires/HCG

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	1122	3	99.73
Autres méthodes	négatif	2	0	100.00
hCG+, Abbott	négatif	1	0	100.00
Quick Vue Plus	négatif	1	0	100.00
Totale		1126	3	99.73

U03 Urine drogues d'abus

Méthamphétamine	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Syva Rapid Test	non évaluable	1	1	100.00
Triage TOX	non évaluable	2	7	100.00
Autres tests rapides	non évaluable	11	14	100.00
Nal von Minden	non évaluable	1	4	100.00
Totale		15	26	100.00

Méthaqualone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

TCA	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
toutes les méthodes	négatif	14	0	100.00
Totale		26	0	100.00

LSD	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	2	0	100.00

Amphétamines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	4	100.00
Cobas	positif	0	5	100.00
Protzek	non évaluable	3	1	100.00
Nal von Minden	positif	0	6	100.00
SureStep Abbott	non évaluable	5	5	100.00
Triage 8	positif	0	3	100.00
Intex	non évaluable	1	2	100.00
Willi Fox	non évaluable	2	2	100.00
MD Doctors Direct	non évaluable	3	4	100.00
Clear Test	non évaluable	3	3	100.00
Triage TOX	positif	0	9	100.00
Autres quantitatifs	non évaluable	1	13	100.00
Autres tests rapides	positif	8	10	55.56
Totale		26	67	91.40

Barbituriques	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	3	0	100.00
Cobas	négatif	4	0	100.00
Protzek	négatif	2	0	100.00
Nal von Minden	négatif	1	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	6	0	100.00
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	3	0	100.00
Clear Test	négatif	1	0	100.00
Triage TOX	négatif	9	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	7	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	13	0	100.00
Totale		54	0	100.00

Benzodiazépines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	0	100.00
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Intex	négatif	4	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	6	0	100.00
Triage TOX	négatif	9	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	1	93.75
Autres tests rapides	négatif	16	0	100.00
Totale		92	1	98.92

Cannabinoïdes	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	10	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	0	100.00
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	8	0	100.00
Willi Fox	négatif	5	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	9	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	1	93.33
Autres tests rapides	négatif	24	1	96.00
Totale		117	2	98.32

Cocaïne	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	7	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	11	0	100.00
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	9	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	1	93.75
Autres tests rapides	négatif	19	1	95.00
Totale		100	2	98.04

Méthadone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	5	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Clear Test	négatif	6	0	100.00
Triage TOX	négatif	7	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	11	1	91.67
Autres tests rapides	négatif	18	1	94.74
Totale		86	2	97.73

Opiacés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	7	1	87.50
SureStep Abbott	négatif	9	0	100.00
Triage 8	négatif	3	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	9	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	1	93.75
Autres tests rapides	négatif	17	1	94.44
Totale		97	3	97.00

Phencyclidin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	0	100.00

Paracétamol	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	positif	0	3	100.00

6-Acetylmorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

Buprenorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	0	100.00

EDDP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	7	0	100.00

Ethylglucuronid ql	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	0	2	100.00

Morphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	0	100.00

Ecstasy pos/neg	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	18	0	100.00

Commentaire U03

1000 µg D,L Amphétamine, 800 µg Methamphétamine, 11700 µg Paracétamol ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence Amphétamine (AMP), Methamphétamine (MET) und Paracétamol doivent être " positif ", toutes les autres analyses doivent être " négatif ". L'amphétamine possède deux énantiomères différents. En médecine, la D-amphétamine, plus efficace, est souvent utilisée, alors que la fabrication d'un mélange de D-amphétamine D et de L-amphétamine est plus facile. Selon SCDAT.ch, une limite de décision de 500 µg est recommandée pour l'amphétamine. Concernant l'échantillon actuel, les méthodes de test qui ne déterminent que la D-amphétamine étaient juste à la limite de décision, l'évaluation n'a donc pas été possible

K08 Marqueurs cardiaques h232

Troponine T qI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	2	19	90.48

Troponin T CR pos/neg	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Cobas h 232	positif	14	621	97.80

Troponine I qI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	positif	0	2	100.00