

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Ethylglucuronid ql**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Test rapide	positif	2	2	100.00

Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	positif	4	4	100.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Protzek	non évaluable	4	4	100.00
Nal von Minden	positif	6	6	100.00
SureStep Abbott	non évaluable	10	10	100.00
Intex	non évaluable	3	3	100.00
Willi Fox	non évaluable	4	4	100.00
MD Doctors Direct	non évaluable	7	7	100.00
Clear Test	non évaluable	6	6	100.00
Autres quantitatifs	non évaluable	14	14	100.00
Autres tests rapides	positif	19	10	53.00
Totale		82	73	89.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Syva Rapid Test	non évaluable	2	2	100.00
Autres tests rapides	non évaluable	26	26	100.00
Totale		28	28	100.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	19	18	95.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Protzek	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	1	1	100.00
SureStep Abbott	négatif	6	6	100.00
Willi Fox	négatif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	négatif	3	3	100.00
Clear Test	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	7	7	100.00

Autres tests rapides	négatif	14	13	93.00
Totale		43	42	98.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	6	6	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	10	100.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Willi Fox	négatif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	6	6	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	15	94.00
Autres tests rapides	négatif	17	16	94.00
Totale		82	80	98.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	5	5	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	10	10	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	12	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Intex	négatif	8	8	100.00
Willi Fox	négatif	5	5	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	9	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	14	93.00
Autres tests rapides	négatif	26	24	92.00
Totale		108	105	97.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	7	7	100.00
SureStep Abbott	négatif	11	11	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	15	94.00
Autres tests rapides	négatif	21	19	90.00
Totale		91	88	97.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	5	5	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	9	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	9	100.00
Clear Test	négatif	6	6	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	11	92.00
Autres tests rapides	négatif	20	18	90.00
Totale		80	77	96.00

Méthaqualone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	7	7	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	8	7	88.00
SureStep Abbott	négatif	9	9	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	9	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	15	94.00
Autres tests rapides	négatif	19	17	89.00
Totale		89	85	96.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	5	4	80.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	4	100.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	15	14	93.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	2	2	100.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Nal von Minden	non évaluable	5	5	100.00

Morphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	2	100.00

Commentaire U3

1000 µg D,L Amphétamine, 800 µg Methamphétamine, 11700 µg Paracétamol ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence Amphétamine (AMP), Methamphétamine (MET) und Paracétamol doivent être " positif ", toutes les autres analyses doivent être " négatif ". L'amphétamine possède deux énantiomères différents. En médecine, la D-amphétamine, plus efficace, est souvent utilisée, alors que la fabrication d'un mélange de D-amphétamine D et de L-amphétamine est plus facile. Selon SCDAT.ch, une limite de décision de 500 µg est recommandée pour l'amphétamine. Concernant l'échantillon actuel, les méthodes de test qui ne déterminent que la D-amphétamine étaient juste à la limite de décision, l'évaluation n'a donc pas été possible