

Rapport MQ 2023/1 Résultats qualitatifs

Résumé

Echantillon	Résultats	bon	% bon
S01 Sang occulte dans les selles	198	197	99.49
I09 Allergologie Immunocap RAPID	3644	3579	98.22
U02 Bandelettes urinaires/HCG	1172	1156	98.63
U03 Urine drogues d'abus	775	743	95.87
K08 Marqueurs cardiaques h232	632	621	98.26
Total	6421	6296	98.05

S01 Sang occulte dans les selles

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test Hémocult	positif	0	1	100.00
Hemofec	positif	0	1	100.00
Test Colo-Rectal	positif	0	24	100.00
Hexagon OBTI	positif	0	31	100.00
Epi Tuub	positif	1	3	75.00
Autres immuno	positif	0	83	100.00
I-Colo-Rectal Test	positif	0	54	100.00
Totale		1	197	99.49

Commentaire S01

Notre échantillon de selle simulé contient du sang humain, tous les tests devraient être "positif"

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Chat	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	362	5	98.64

T3 Bouleau	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	364	4	98.91

W6 Armoise	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	356	5	98.61

G6 fléole des prés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	363	4	98.91

F1 Blanc d'oeuf de poule	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	40	0	100.00

i6 Blatte germanique	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	308	9	97.16

E5 chien	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	361	5	98.63

T9 olivier	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	356	7	98.07

W21 Pariétaire	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	355	7	98.07

D1 Derm. pteronyssin.	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	355	11	96.99

F2 Lait	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	40	0	100.00

m6 Moisissure	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	319	8	97.55

Commentaire I09

L'échantillon provenait d'un employé qui ne présente pas d'allergies. Tous les tests doivent être négatifs.

U02 Bandelettes urinaires/HCG

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	16	1150	98.63
Autres méthodes	positif	0	4	100.00
hCG+, Abbott	positif	0	1	100.00
Quick Vue Plus	positif	0	1	100.00
Totale		16	1156	98.63

Commentaire U02

L'urine provenait d'une donneuse saine. Du nitrite de sodium et de l'HCG ont été ajoutés à l'urine.

U03 Urine drogues d'abus

Méthamphétamine	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	24	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	0	100.00
Totale		42	0	100.00

Méthaqualone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

TCA	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage 8	positif	0	1	100.00
Triage TOX	positif	0	11	100.00
toutes les méthodes	positif	0	16	100.00
Totale		0	28	100.00

LSD	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	2	0	100.00

Amphétamines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	19	0	100.00
Totale		95	0	100.00

Barbituriques	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Freestyle precision/xceed	négatif	0	0	*****
Abbott	négatif	3	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	2	0	100.00
Nal von Minden	négatif	2	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	6	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	0	0	*****
Intex	négatif	0	0	*****
Willi Fox	négatif	1	1	50.00
MD Doctors Direct	négatif	3	0	100.00
Clear Test	négatif	1	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	7	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	0	100.00
Totale		54	1	98.18

Benzodiazépines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	4	100.00
Cobas	positif	0	5	100.00
Protzek	positif	0	4	100.00
Nal von Minden	positif	1	7	87.50
SureStep Abbott	positif	4	6	60.00
Triage 8	positif	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positif	0	0	*****
Intex	positif	0	4	100.00
Willi Fox	positif	0	2	100.00
MD Doctors Direct	positif	5	3	37.50
Clear Test	positif	0	5	100.00
Triage TOX	positif	4	6	60.00
Autres quantitatifs	positif	0	16	100.00
Autres tests rapides	positif	6	11	64.71
Totale		20	75	78.95

Cannabinoïdes	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	10	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	11	1	91.67
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	7	1	87.50
Willi Fox	négatif	5	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Clear Test	négatif	6	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	26	0	100.00
Totale		117	2	98.32

Cocaïne	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	4	100.00
Cobas	positif	0	5	100.00
Protzek	positif	0	4	100.00
Nal von Minden	positif	1	7	87.50
SureStep Abbott	positif	0	11	100.00
Triage 8	positif	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positif	0	1	100.00
Intex	positif	1	2	66.67
Willi Fox	positif	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	8	100.00
Clear Test	positif	1	5	83.33
Triage TOX	positif	0	10	100.00
Autres quantitatifs	positif	1	15	93.75
Autres tests rapides	positif	0	21	100.00
Totale		4	99	96.12

Méthadone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	0	100.00
Triage 8	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	100.00
Triage TOX	négatif	8	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	19	1	95.00
Totale		88	1	98.88

Opiacés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	4	100.00
Cobas	positif	0	5	100.00
Protzek	positif	0	4	100.00
Nal von Minden	positif	1	7	87.50
SureStep Abbott	positif	0	9	100.00
Triage 8	positif	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positif	0	1	100.00
Intex	positif	0	3	100.00
Willi Fox	positif	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	1	8	88.89
Clear Test	positif	0	6	100.00
Triage TOX	positif	0	10	100.00
Autres quantitatifs	positif	1	15	93.75
Autres tests rapides	positif	1	18	94.74
Totale		4	96	96.00

Phencyclidin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	0	100.00

Paracétamol	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	3	0	100.00

6-Acetylmorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	1	100.00

Buprenorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	6	0	100.00

EDDP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	8	0	100.00

Ethylglucuronid ql	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	0	2	100.00

Morphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	2	100.00

Ecstasy pos/neg	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	20	0	100.00

Commentaire U03

186 mg d'éthanol, 200 µg de témazépam, 700 µg de benzoylécgonine, 800 µg de 6-acétylmorphine, 700 µg de clomipramine, 900 µg de désipramine, 400 µg d'amitriptyline et 400 µg d'imipramine ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence, les benzodiazépines, les opiacés (dont la morphine, la 6-acétylmorphine), la cocaïne et le TCA doivent être positifs, toutes les autres analyses doivent être négatives. En Suisse, la recommandation des SCDAT est de déclarer les benzodiazépines comme " positives " pour 100µg. Malheureusement, les tests individuels utilisent des valeurs limites plus élevées. L'échantillon contenait également de l'alcool (4,8 mmol/l) et de l'éthylglucuronide (2,9 mg/l).

K08 Marqueurs cardiaques h232

Troponine T qI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	1	17	94.44

Troponin T CR pos/neg	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Cobas h 232	positif	10	602	98.37

Troponine I qI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	positif	0	2	100.00