

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Ethylglucuronid ql**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Test rapide	positif	2	2	100.00

Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	8	8	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	10	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	7	100.00
Clear Test	négatif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	14	100.00
Autres tests rapides	négatif	19	19	100.00
Totale		83	83	100.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Autres tests rapides	négatif	24	24	100.00
Totale		26	26	100.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	20	20	100.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	2	2	100.00
SureStep Abbott	négatif	6	6	100.00
Willi Fox	négatif	2	1	50.00
MD Doctors Direct	négatif	3	3	100.00
Clear Test	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	7	7	100.00

Autres tests rapides	négatif	12	12	100.00
Totale		43	42	98.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	positif	4	4	100.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Protzek	positif	4	4	100.00
Nal von Minden	positif	8	7	88.00
SureStep Abbott	positif	10	6	60.00
Intex	positif	4	4	100.00
Willi Fox	positif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	positif	8	3	38.00
Clear Test	positif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	positif	16	16	100.00
Autres tests rapides	positif	17	11	65.00
Totale		83	67	81.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	5	5	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	10	10	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	11	92.00
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Intex	négatif	8	7	88.00
Willi Fox	négatif	5	5	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	9	100.00
Clear Test	négatif	6	6	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	26	26	100.00
Totale		107	105	98.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	positif	4	4	100.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Protzek	positif	4	4	100.00
Nal von Minden	positif	8	7	88.00
SureStep Abbott	positif	11	11	100.00
Syva Rapid Test	positif	1	1	100.00
Intex	positif	3	2	67.00
Willi Fox	positif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	8	8	100.00
Clear Test	positif	6	5	83.00
Autres quantitatifs	positif	16	15	94.00
Autres tests rapides	positif	21	21	100.00
Totale		91	87	96.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	6	6	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	9	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	9	100.00
Clear Test	négatif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	12	100.00
Autres tests rapides	négatif	20	19	95.00
Totale		80	79	99.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	8	8	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	positif	4	4	100.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Protzek	positif	4	4	100.00
Nal von Minden	positif	8	7	88.00
SureStep Abbott	positif	9	9	100.00
Syva Rapid Test	positif	1	1	100.00
Intex	positif	3	3	100.00
Willi Fox	positif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	9	8	89.00
Clear Test	positif	6	6	100.00
Autres quantitatifs	positif	16	15	94.00
Autres tests rapides	positif	19	18	95.00
Totale		88	84	95.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	6	6	100.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	1	1	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	4	100.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	16	16	100.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	2	2	100.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Nal von Minden	négatif	6	6	100.00

Morphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	2	2	100.00

Commentaire U3

186 mg d'éthanol, 200 µg de témazépam, 700 µg de benzoylecgonine, 800 µg de 6-acétylmorphine, 700 µg de clomipramine, 900 µg de désipramine, 400 µg d'amitriptyline et 400 µg d'imipramine ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence, les benzodiazépines, les opiacés (dont la morphine, la 6-acétylmorphine), la cocaïne et le TCA doivent être positifs, toutes les autres analyses doivent être négatives. En Suisse, la recommandation des SCDAT est de déclarer les benzodiazépines comme " positives " pour 100µg. Malheureusement, les tests individuels utilisent des valeurs limites plus élevées. L'échantillon contenait également de l'alcool (4,8 mmol/l) et de l'éthylglucuronide (2,9 mg/l).