

**Rapport MQ 2023/2 Résultats qualitatifs****Résumé**

<b>Echantillon</b>	<b>Résultats</b>	<b>bon</b>	<b>% bon</b>
S01 Sang occulte dans les selles	193	191	98.96
I09 Allergologie Immunocap RAPID	4073	4032	98.99
U02 Bandelettes urinaires/HCG	1179	1162	98.56
U03 Urine drogues d'abus	763	736	96.46
K08 Marqueurs cardiaques h232	586	577	98.46
<b>Total</b>	<b>6794</b>	<b>6698</b>	<b>98.59</b>

**S01 Sang occulte dans les selles**

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test Hémocult	positif	0	1	100.00
Hemofec	positif	0	1	100.00
Test Colo-Rectal	positif	0	24	100.00
Hexagon OBTI	positif	0	31	100.00
Epi Tuub	positif	0	4	100.00
Autres immuno	positif	2	77	97.47
I-Colo-Rectal Test	positif	0	53	100.00
<b>Totale</b>		<b>2</b>	<b>191</b>	<b>98.96</b>

**Commentaire S01**

*Notre échantillon de selles simulé contient du sang humain, tous les tests devraient être "positif"*

**I09 Allergologie Immunocap RAPID**

<b>E1 Chat</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	8	414	98.10

<b>T3 Bouleau</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	405	5	98.78

<b>W6 Armoise</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	403	6	98.53

<b>G6 fléole des prés</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	354	48	100.00

<b>F1 Blanc d'oeuf de poule</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	40	1	97.56

<b>i6 Blatte germanique</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	362	5	98.64

<b>E5 chien</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	79	310	100.00

<b>T9 olivier</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	404	4	99.02

<b>W21 Pariétaire</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	404	4	99.02

<b>D1 Derm. pteronyssin.</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	403	5	98.77

<b>F2 Lait</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	41	0	100.00

<b>m6 Moisissure</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	365	3	99.18

**Commentaire I09**

*Pour g6 fléole et e e5 chien, les bandes n'étaient que faiblement visibles, nous avons donc accepté "positif" et "négatif".*

**U02 Bandelettes urinaires/HCG**

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	1157	16	98.64
Autres méthodes	négatif	3	1	75.00
hCG+, Abbott	négatif	1	0	100.00
Quick Vue Plus	négatif	1	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>1162</b>	<b>17</b>	<b>98.56</b>

**Commentaire U02**

*L'urine provenait d'une donneuse saine. Du nitrite et érythrocytes ont été ajoutés à l'urine.*

**U03 Urine drogues d'abus**

<b>Méthamphétamine</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	25	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>43</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Méthaqualone</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

<b>TCA</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage 8	négatif	1	0	100.00
Triage TOX	négatif	12	0	100.00
toutes les méthodes	négatif	16	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>29</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>LSD</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	2	0	100.00

<b>Amphétamines</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	13	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	15	1	93.75
<b>Totale</b>		<b>92</b>	<b>1</b>	<b>98.92</b>

<b>Barbituriques</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	3	100.00
Cobas	positif	0	5	100.00
Protzek	positif	1	1	50.00
Nal von Minden	positif	0	2	100.00
SureStep Abbott	positif	1	8	88.89
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Willi Fox	positif	0	1	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	3	100.00
Clear Test	positif	0	1	100.00
Triage TOX	négatif	9	1	90.00
Autres quantitatifs	positif	0	6	100.00
Autres tests rapides	positif	1	8	88.89
<b>Totale</b>		<b>14</b>	<b>39</b>	<b>92.45</b>

<b>Benzodiazépines</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	4	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	15	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>94</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Cannabinoïdes</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	5	100.00
Cobas	positif	0	5	100.00
Protzek	positif	1	4	80.00
Nal von Minden	positif	0	11	100.00
SureStep Abbott	positif	3	12	80.00
Triage 8	positif	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positif	1	1	50.00
Intex	positif	0	8	100.00
Willi Fox	positif	0	5	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	9	100.00
Clear Test	positif	1	4	80.00
Triage TOX	positif	0	10	100.00
Autres quantitatifs	positif	1	13	92.86
Autres tests rapides	positif	2	21	91.30
<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>110</b>	<b>92.44</b>

<b>Cocaïne</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	14	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	100.00
Triage TOX	négatif	9	1	90.00
Autres quantitatifs	négatif	14	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	17	1	94.44
<b>Totale</b>		<b>99</b>	<b>2</b>	<b>98.02</b>

<b>Méthadone</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	4	100.00
Cobas	positif	0	5	100.00
Protzek	positif	0	4	100.00
Nal von Minden	positif	0	6	100.00
SureStep Abbott	positif	5	7	58.33
Triage 8	positif	0	1	100.00
Intex	positif	0	3	100.00
Willi Fox	positif	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	2	7	77.78
Clear Test	positif	1	3	75.00
Triage TOX	positif	0	6	100.00
Autres quantitatifs	positif	1	10	90.91
Autres tests rapides	positif	1	15	93.75
<b>Totale</b>		<b>10</b>	<b>74</b>	<b>88.10</b>

<b>Opiacés</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	11	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	15	1	93.75
<b>Totale</b>		<b>96</b>	<b>1</b>	<b>98.97</b>

<b>Phencyclidin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	positif	0	4	100.00

<b>Paracétamol</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	2	0	100.00

<b>6-Acetylmorphin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

<b>Buprenorphin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	7	0	100.00

<b>EDDP</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	8	100.00

<b>Ethylglucuronid ql</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	2	0	100.00

<b>Morphin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	0	100.00

<b>Ecstasy pos/neg</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	21	0	100.00

### Commentaire U03

*300 µg de thiopental, 400 µg de pentobarbital, 400 µg de THC, 400 µg de méthadone, 400 µg de phencyclidine et 400 µg d'EDDP ont été ajoutés à un litre d'urine. Les barbituriques, la méthadone, le cannabis et la phencyclidine doivent donner un résultat positif, toutes les autres analyses un résultat négatif.*

**K08 Marqueurs cardiaques h232**

<b>Troponine T qI</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	2	15	88.24

<b>Troponin T CR pos/neg</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Cobas h 232	positif	7	560	98.77

<b>Troponine I qI</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	positif	0	2	100.00