

U2 Urin Teststreifen/HCG

Combur Roche, visuell

Leukozyten	749*	113*	1		2			
Lc/µL	neg	25	75		500			
Nitrit	6	863*						
	neg	pos						
pH	37	8	47*	43*	717*	4	8	2
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protein	733*	1	135*	2				
g/L	neg		0.3	1	5			
Glukose	876*			1				
mmol/L	norm	2.8	5.5	17		55		
Keton	860*		3	1				
mmol/L	neg		1	5		15		
Urobilinogen	796*		1					
µmol/L	norm	17		70	140	200		
Bilirubin	787*	10			2			
	neg	+	++	+++	++++			
Erythrozyten/Häm	9	4	1	30*	827*			
Ery / µl	neg	10	25	50	250			
spez. Gewicht	40*	243*	201*	22*	2	2	2	
	1000	1005	1010	1015	1020	1025	1030	

Kommentar U2

Dem Urin einer gesunden Mitarbeiterin wurden Erythrozyten und Nitrit beigefügt.

U2 Urin Teststreifen/HCG

Combur Urilux/Urissy

Leukozyten	1079*	29*	3		1			
Lc/µL	neg	25	100		500			
Nitrit	2	1114*						
	neg	pos						
pH	3	3	7*	36*	1029*	1	26	1
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protein	1095*		13*		2			
g/L	neg		0.25	0.75	1.5	5		
Glukose	1111*							
mmol/L	norm	3	6	17		56		
Keton	1106*	3	1					
mmol/L	neg	0.5	1.5	5		15		
Urobilinogen	1106*							
µmol/L	norm	17		70	140	200		
Bilirubin	1105*	1						
	neg	+	++	+++				
Erythrozyten/Häm	9	7	2	22*	1074*			
Ery / µl	neg	10	25	50	250			
spez. Gewicht	128*	629*	287*	22*	2		1	
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Kommentar U2

Dem Urin einer gesunden Mitarbeiterin wurden Erythrozyten und Nitrit beigefügt.

U2 Urin Teststreifen/HCG

Multistix Clinitek

Leukozyten	145*	3*	1					
Lc/µL	neg	15	70	125	500			
Nitrit	1	148*						
	neg	pos						
pH		5	8*	20*	113*			
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protein	147*	1*	1					
g/L	neg	Spur	0.3	1	3	20		
Glukose	146*		1					
mmol/L	neg		5.5	14	28	55	111	
Keton	144*		1	1				
mmol/L	neg	0.5	1.5	4	8	16		
Urobilinogen	137*							
µmol/L	3.2	16	33	66	131			
Bilirubin	137*	1						
	neg	+	++	+++				
Erythrozyten/Häm	1	1		8*	137*			
Ery / µl	neg	10	25	80	200			
spez. Gewicht	3	20*	78*	30*	9*		2	
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Kommentar U2

Dem Urin einer gesunden Mitarbeiterin wurden Erythrozyten und Nitrit beigefügt.

U2 Urin Teststreifen/HCG

Aution, PocketChem

Leukozyten	271*	15*	1		2			
Lc/µL	neg	10-25	70-75	125-250	500			
Nitrit	3	284*						
	neg	pos						
pH		2	3*	238*	44*		1	
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protein	284*	3*			1			
g/L	neg	0.15	0.3	1	3-5	10-20		
Glukose	284*	3	1					
mmol/L	norm	2.8	5.6	14-17	28	55	111	
Keton	286*	2		1				
mmol/L	neg	0.5	1.5	4-5	8-10	15-16		
Urobilinogen	286*	1	3					
µmol/L	norm	16	33-35	66-70	131-140	200		
Bilirubin	285*	1		1				
	neg	+	++	+++				
Erythrozyten/Häm	10	13	6	24*	232*			
Ery / µl	neg	5-10	25	50-80	250			
spez. Gewicht	18*	52*	132*	28*	7	1		
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Kommentar U2

Dem Urin einer gesunden Mitarbeiterin wurden Erythrozyten und Nitrit beigefügt.

U2 Urin Teststreifen/HCG

Combi Screen

Leukozyten	54*	1*						
Lc/µL	neg	25	75			500		
Nitrit	1	54*						
	neg	pos						
pH	1		3*	47*	4*			
	5	5.5	6	6.5	7		8	
Protein	54*				1			
mg/dl	neg	Spur	30	100	500			
Glukose	55*							
mmol/L	neg	2.8	5.6	14	28	56		
Keton	54*	1						
	neg	Spur	+	++	+++			
Urobilinogen	53*							
µmol/L	norm	35	70	140	200			
Bilirubin	53*							
	neg	+	++	+++				
Erythrozyten/Häm	1			1*	53*			
Ery / µl	neg	5-10		50	300			
spez. Gewicht		37*	13*					
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Kommentar U2

Dem Urin einer gesunden Mitarbeiterin wurden Erythrozyten und Nitrit beigefügt.

U2 Urin Teststreifen/HCG**Sysmex U**

Leukozyten	194*	3*	3					
Lc/ μ L	neg	25	75		500			
Nitrit		201*						
	neg	pos						
pH	3	11	22*	153*	13*			
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protein	200*	1*						
g/l	neg	0.15	0.3	1.0	3.0	10.0		
Glukose	199*							
mmol/L	neg	2.8	5.6	14	28		111	
Keton	201*							
mmol/L	neg		0.93	2.8	7.4			
Urobilinogen	198*							
μ mol/L	norm		34	68	135	202		
Bilirubin	197*	2		1				
	neg	+	++	+++				
Erythrozyten/Häm	1			3*	195*			
Ery / μ l	neg	10	20	50	250			
spez. Gewicht	11*	134*	51*	1*				
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Kommentar U2

Dem Urin einer gesunden Mitarbeiterin wurden Erythrozyten und Nitrit beigefügt.