

**Rapport U03 Urine drogues d'abus****Ethylglucuronid ql**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Test rapide	négatif	2	2	100.00

**Amphétamines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	5	5	100.00
Nal von Minden	négatif	8	8	100.00
SureStep Abbott	négatif	13	13	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	7	100.00
Clear Test	négatif	4	4	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	12	100.00
Autres tests rapides	négatif	16	15	94.00
<b>Totale</b>		<b>81</b>	<b>80</b>	<b>99.00</b>

**Méthamphétamine**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Autres tests rapides	négatif	25	25	100.00
<b>Totale</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>100.00</b>

**Ecstasy pos/neg**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	21	21	100.00

**Barbituriques**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	positif	3	3	100.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Protzek	positif	2	1	50.00
Nal von Minden	positif	2	2	100.00
SureStep Abbott	positif	9	8	89.00
Willi Fox	positif	1	1	100.00
MD Doctors Direct	positif	3	3	100.00
Clear Test	positif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	6	6	100.00

Autres tests rapides	positif	10	8	80.00
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>38</b>	<b>90.00</b>

**Benzodiazépines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	8	8	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	12	100.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Willi Fox	négatif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	4	4	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	15	15	100.00
<b>Totale</b>		<b>82</b>	<b>82</b>	<b>100.00</b>

**Cannabinoïdes**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	positif	5	5	100.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Protzek	positif	5	4	80.00
Nal von Minden	positif	11	11	100.00
SureStep Abbott	positif	15	12	80.00
Syva Rapid Test	positif	2	1	50.00
Intex	positif	8	8	100.00
Willi Fox	positif	6	5	83.00
MD Doctors Direct	positif	9	9	100.00
Clear Test	positif	5	4	80.00
Autres quantitatifs	positif	14	13	93.00
Autres tests rapides	positif	23	21	91.00
<b>Totale</b>		<b>108</b>	<b>98</b>	<b>91.00</b>

**Cocaïne**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	5	5	100.00
Nal von Minden	négatif	8	8	100.00
SureStep Abbott	négatif	14	14	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	14	100.00
Autres tests rapides	négatif	18	17	94.00
<b>Totale</b>		<b>89</b>	<b>88</b>	<b>99.00</b>

**Méthadone**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	positif	4	4	100.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Protzek	positif	4	4	100.00
Nal von Minden	positif	6	6	100.00
SureStep Abbott	positif	12	7	58.00
Intex	positif	3	3	100.00
Willi Fox	positif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	9	7	78.00
Clear Test	positif	4	3	75.00
Autres quantitatifs	positif	11	10	91.00
Autres tests rapides	positif	17	15	88.00
<b>Totale</b>		<b>78</b>	<b>67</b>	<b>86.00</b>

**Méthamqualone**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

**EDDP**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	9	8	89.00

**Opiacés**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	5	5	100.00
Nal von Minden	négatif	8	8	100.00
SureStep Abbott	négatif	11	11	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	9	100.00
Clear Test	négatif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	14	100.00
Autres tests rapides	négatif	17	15	88.00
<b>Totale</b>		<b>86</b>	<b>84</b>	<b>98.00</b>

**Buprenorphin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	7	7	100.00

**6-Acetylmorphin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

**Phencyclidin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	positif	4	4	100.00

**TCA**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	16	16	100.00

**LSD**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	2	2	100.00

**Méthamphétamine**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Nal von Minden	négatif	6	6	100.00

**Morphin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	2	100.00

**Commentaire U3**

*300 µg de thiopental, 400 µg de pentobarbital, 400 µg de THC, 400 µg de méthadone, 400 µg de phencyclidine et 400 µg d'EDDP ont été ajoutés à un litre d'urine. Les barbituriques, la méthadone, le cannabis et la phencyclidine doivent donner un résultat positif, toutes les autres analyses un résultat négatif.*