

## Rapport MQ 2023/3 Résultats qualitatifs

### Résumé

<b>Echantillon</b>	<b>Résultats</b>	<b>bon</b>	<b>% bon</b>
S01 Sang occulte dans les selles	196	194	98.98
I09 Allergologie Immunocap RAPID	4033	3999	99.16
U02 Bandelettes urinaires/HCG	1176	1143	97.19
U03 Urine drogues d'abus	762	723	94.88
K08 Marqueurs cardiaques h232	559	549	98.21
<b>Total</b>	<b>6726</b>	<b>6608</b>	<b>98.25</b>

**S01 Sang occulte dans les selles**

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test Hémocult	positif	0	2	100.00
Hemofec	positif	0	3	100.00
Test Colo-Rectal	positif	1	24	96.00
Hexagon OBTI	positif	0	31	100.00
Epi Tuub	positif	0	4	100.00
Autres immuno	positif	1	78	98.73
I-Colo-Rectal Test	positif	0	52	100.00
<b>Totale</b>		<b>2</b>	<b>194</b>	<b>98.98</b>

**Commentaire S01**

*Notre échantillon de selle simulé contient du sang humain, tous les tests devraient être "positif"*

**I09 Allergologie Immunocap RAPID**

<b>E1 Chat</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	409	1	99.76

<b>T3 Bouleau</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	401	9	97.80

<b>W6 Armoise</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	379	16	100.00

<b>G6 fléole des prés</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	8	409	98.08

<b>F1 Blanc d'oeuf de poule</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	40	1	97.56

<b>i6 Blatte germanique</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	16	344	100.00

<b>E5 chien</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	26	363	100.00

<b>T9 olivier</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	18	372	100.00

<b>W21 Pariétaire</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	12	404	97.12

<b>D1 Derm. pteronyssin.</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	393	4	100.00

<b>F2 Lait</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	41	0	100.00

<b>m6 Moisissure</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	364	3	99.18

**U02 Bandelettes urinaires/HCG**

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	1140	33	97.19
Autres méthodes	négatif	1	0	100.00
hCG+, Abbott	négatif	1	0	100.00
Quick Vue Plus	négatif	1	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>1143</b>	<b>33</b>	<b>97.19</b>

**Commentaire U02**

*L'urine provenait de donneurs sains et a été complétée par du glucose. La concentration en glucose était de 27 mmol/l.*

**U03 Urine drogues d'abus**

<b>Méthamphétamine</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	24	2	92.31
Nal von Minden	négatif	6	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>42</b>	<b>2</b>	<b>95.45</b>

<b>Méthaqualone</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

<b>TCA</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage 8	négatif	1	0	100.00
Triage TOX	négatif	12	0	100.00
toutes les méthodes	négatif	16	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>29</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>LSD</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	positif	0	2	100.00

<b>Amphétamines</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	2	2	50.00
Cobas	positif	0	5	100.00
Protzek	positif	3	2	40.00
Nal von Minden	positif	1	7	87.50
SureStep Abbott	positif	1	11	91.67
Triage 8	positif	0	2	100.00
Intex	positif	1	2	66.67
Willi Fox	positif	1	2	66.67
MD Doctors Direct	positif	1	6	85.71
Clear Test	positif	0	4	100.00
Triage TOX	positif	0	10	100.00
Autres quantitatifs	positif	4	8	66.67
Autres tests rapides	positif	6	11	64.71
<b>Totale</b>		<b>20</b>	<b>72</b>	<b>78.26</b>

<b>Barbituriques</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	3	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	2	0	100.00
Nal von Minden	négatif	2	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Willi Fox	négatif	1	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	3	0	100.00
Clear Test	négatif	1	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	6	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	11	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>54</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Benzodiazépines</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	11	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	4	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	16	0	100.00
<b>Totale</b>		<b>93</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Cannabinoïdes</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	100.00
Nal von Minden	négatif	11	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	13	1	92.86
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	7	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	24	1	96.00
<b>Totale</b>		<b>116</b>	<b>2</b>	<b>98.31</b>

<b>Cocaïne</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	1	92.31
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	18	1	94.74
<b>Totale</b>		<b>98</b>	<b>2</b>	<b>98.00</b>



<b>Méthadone</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	4	100.00
Cobas	positif	0	5	100.00
Protzek	positif	0	4	100.00
Nal von Minden	positif	0	6	100.00
SureStep Abbott	positif	2	9	81.82
Triage 8	positif	0	1	100.00
Intex	positif	0	3	100.00
Willi Fox	positif	0	2	100.00
MD Doctors Direct	positif	1	8	88.89
Clear Test	positif	1	3	75.00
Triage TOX	positif	0	6	100.00
Autres quantitatifs	positif	0	11	100.00
Autres tests rapides	positif	4	14	77.78
<b>Totale</b>		<b>8</b>	<b>76</b>	<b>90.48</b>

<b>Opiacés</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	1	90.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Clear Test	négatif	4	1	80.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	17	1	94.44
<b>Totale</b>		<b>94</b>	<b>3</b>	<b>96.91</b>

<b>Phencyclidin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	0	100.00

<b>Paracétamol</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	positif	0	3	100.00

<b>6-Acetylmorphin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

<b>Buprenorphin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	6	1	85.71

<b>EDDP</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	1	7	87.50

<b>Ethylglucuronid ql</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	2	0	100.00

<b>Morphin</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	0	100.00

<b>Ecstasy pos/neg</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	21	0	100.00

**Commentaire U03**

*1650 µg Ampétamine, 3 ml Éthanol, 11.7 mg Paracétamol, 480 µg Méthadone, 480 µg EDDP et 10 µg LSD ont été ajoutés à un litre d'urine.*

**K08 Marqueurs cardiaques h232**

<b>Troponine T qI</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	1	15	93.75

<b>Troponin T CR pos/neg</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Cobas h 232	positif	8	533	98.52

<b>Troponine I qI</b>	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	positif	1	1	50.00