

**Rapport U03 Urine drogues d'abus****Ethylglucuronid ql**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Test rapide	négatif	2	2	100.00

**Amphétamines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	positif	4	2	50.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Protzek	positif	5	2	40.00
Nal von Minden	positif	8	7	88.00
SureStep Abbott	positif	13	11	85.00
Intex	positif	3	2	67.00
Willi Fox	positif	3	2	67.00
MD Doctors Direct	positif	7	6	86.00
Clear Test	positif	4	4	100.00
Autres quantitatifs	positif	12	8	67.00
Autres tests rapides	positif	17	11	65.00
<b>Totale</b>		<b>81</b>	<b>60</b>	<b>74.00</b>

**Méthamphétamine**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Autres tests rapides	négatif	26	24	92.00
<b>Totale</b>		<b>28</b>	<b>26</b>	<b>93.00</b>

**Ecstasy pos/neg**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	21	21	100.00

**Barbituriques**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	3	2	67.00
SureStep Abbott	négatif	8	8	100.00
Willi Fox	négatif	1	1	100.00
MD Doctors Direct	négatif	3	3	100.00
Clear Test	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	6	6	100.00

Autres tests rapides	négatif	11	11	100.00
<b>Totale</b>		<b>43</b>	<b>42</b>	<b>98.00</b>

**Benzodiazépines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	8	8	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	11	92.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Willi Fox	négatif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	4	4	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	16	16	100.00
<b>Totale</b>		<b>82</b>	<b>81</b>	<b>99.00</b>

**Cannabinoïdes**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	5	5	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	5	5	100.00
Nal von Minden	négatif	11	11	100.00
SureStep Abbott	négatif	15	13	87.00
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Intex	négatif	7	7	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	9	100.00
Clear Test	négatif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	14	100.00
Autres tests rapides	négatif	25	24	96.00
<b>Totale</b>		<b>107</b>	<b>104</b>	<b>97.00</b>

**Cocaïne**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	5	5	100.00
Nal von Minden	négatif	8	8	100.00
SureStep Abbott	négatif	14	12	86.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	14	100.00
Autres tests rapides	négatif	19	18	95.00
<b>Totale</b>		<b>89</b>	<b>86</b>	<b>97.00</b>

**Méthadone**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	positif	4	4	100.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Protzek	positif	4	4	100.00
Nal von Minden	positif	6	6	100.00
SureStep Abbott	positif	12	9	75.00
Intex	positif	3	3	100.00
Willi Fox	positif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	positif	9	8	89.00
Clear Test	positif	4	3	75.00
Autres quantitatifs	positif	11	11	100.00
Autres tests rapides	positif	18	14	78.00
<b>Totale</b>		<b>78</b>	<b>69</b>	<b>88.00</b>

**Méthaqualone**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

**EDDP**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	8	7	88.00

**Opiacés**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	5	5	100.00
Nal von Minden	négatif	8	8	100.00
SureStep Abbott	négatif	11	9	82.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	9	100.00
Clear Test	négatif	5	4	80.00
Autres quantitatifs	négatif	14	14	100.00
Autres tests rapides	négatif	18	17	94.00
<b>Totale</b>		<b>86</b>	<b>82</b>	<b>95.00</b>

**Buprenorphin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	7	6	86.00

**6-Acetylmorphin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

**Phencyclidin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	4	100.00

**TCA**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	16	16	100.00

**LSD**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	positif	2	2	100.00

**Méthamphétamine**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Nal von Minden	négatif	6	6	100.00

**Morphin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	2	100.00

**Commentaire U3**

*1650 µg Ampétamine, 3 ml Éthanol, 11.7 mg Paracétamol, 480 µg Méthadone, 480 µg EDDP et 10 µg LSD ont été ajoutés à un litre d'urine.*