

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Ethylglucuronid ql**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Test rapide	positif	2	2	100.00

Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	5	5	100.00
Nal von Minden	négatif	8	8	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	12	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	7	100.00
Clear Test	négatif	4	4	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	12	100.00
Autres tests rapides	négatif	20	18	90.00
Totale		83	81	98.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Autres tests rapides	négatif	28	27	96.00
Totale		30	29	97.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	21	21	100.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	2	2	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	8	100.00
Willi Fox	négatif	1	1	100.00
MD Doctors Direct	négatif	3	3	100.00
Clear Test	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	6	6	100.00

Autres tests rapides	négatif	13	11	85.00
Totale		44	42	95.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	8	8	100.00
SureStep Abbott	négatif	11	11	100.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Willi Fox	négatif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	4	4	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	14	93.00
Autres tests rapides	négatif	18	17	94.00
Totale		83	81	98.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	positif	5	5	100.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Protzek	positif	5	4	80.00
Nal von Minden	positif	11	9	82.00
SureStep Abbott	positif	14	11	79.00
Syva Rapid Test	positif	2	1	50.00
Intex	positif	7	5	71.00
Willi Fox	positif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	9	9	100.00
Clear Test	positif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	positif	14	14	100.00
Autres tests rapides	positif	27	24	89.00
Totale		108	96	89.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	5	5	100.00
Nal von Minden	négatif	8	6	75.00
SureStep Abbott	négatif	13	13	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	14	100.00
Autres tests rapides	négatif	22	20	91.00
Totale		91	87	96.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	6	6	100.00
SureStep Abbott	négatif	11	11	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	4	4	100.00
Autres quantitatifs	négatif	11	11	100.00
Autres tests rapides	négatif	21	19	90.00
Totale		79	77	97.00

Méthamqualone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	1	1	100.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	8	7	88.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	positif	4	4	100.00
Cobas	positif	5	5	100.00
Protzek	positif	5	4	80.00
Nal von Minden	positif	8	6	75.00
SureStep Abbott	positif	11	9	82.00
Syva Rapid Test	positif	1	1	100.00
Intex	positif	3	3	100.00
Willi Fox	positif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	8	8	100.00
Clear Test	positif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	positif	14	14	100.00
Autres tests rapides	positif	20	18	90.00
Totale		87	80	92.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	7	6	86.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	4	100.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	18	17	94.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	2	2	100.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Nal von Minden	négatif	6	6	100.00

Morphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	3	3	100.00

Commentaire U3

600µg de méthaqualone, 800µg de morphine, 600µg de morphine-3-glucuronide, 200µg de THC-COOH, 200µg de CBD et environ 1 000µg d'éthyl- -D-glucuronide ont été ajoutés à un litre d'urine.