

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Ethylglucuronid ql**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Test rapide	positif	2	2	100.00

Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	5	5	100.00
Cobas	négatif	6	6	100.00
Protzek	négatif	7	7	100.00
Nal von Minden	négatif	8	8	100.00
SureStep Abbott	négatif	14	14	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	6	86.00
Clear Test	négatif	4	4	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	14	12	86.00
Totale		87	84	97.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Autres tests rapides	négatif	30	28	93.00
Totale		32	30	94.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	21	21	100.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	5	5	100.00
Protzek	négatif	4	4	100.00
Nal von Minden	négatif	2	2	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	9	100.00
Willi Fox	négatif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	négatif	3	3	100.00
Clear Test	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	9	9	100.00

Autres tests rapides	négatif	9	7	78.00
Totale		48	46	96.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	5	5	100.00
Cobas	négatif	6	6	100.00
Protzek	négatif	6	6	100.00
Nal von Minden	négatif	8	8	100.00
SureStep Abbott	négatif	13	13	100.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Willi Fox	négatif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	7	88.00
Clear Test	négatif	4	4	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	14	12	86.00
Totale		87	84	97.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	positif	6	6	100.00
Cobas	positif	6	6	100.00
Protzek	positif	8	6	75.00
Nal von Minden	positif	11	9	82.00
SureStep Abbott	positif	16	13	81.00
Syva Rapid Test	positif	2	1	50.00
Intex	positif	6	3	50.00
Willi Fox	positif	9	9	100.00
MD Doctors Direct	positif	9	6	67.00
Clear Test	positif	6	5	83.00
Autres quantitatifs	positif	17	16	94.00
Autres tests rapides	positif	16	14	88.00
Totale		112	94	84.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	positif	5	5	100.00
Cobas	positif	6	6	100.00
Protzek	positif	8	6	75.00
Nal von Minden	positif	8	8	100.00
SureStep Abbott	positif	15	15	100.00
Syva Rapid Test	positif	1	1	100.00
Intex	positif	3	3	100.00
Willi Fox	positif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	8	7	88.00
Clear Test	positif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	positif	17	17	100.00
Autres tests rapides	positif	15	13	87.00
Totale		95	90	95.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	5	5	100.00
Cobas	négatif	6	6	100.00
Protzek	négatif	6	6	100.00
Nal von Minden	négatif	6	5	83.00
SureStep Abbott	négatif	13	13	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	7	88.00
Clear Test	négatif	4	4	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	13	100.00
Autres tests rapides	négatif	16	14	88.00
Totale		83	79	95.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	11	11	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Abbott	négatif	5	5	100.00
Cobas	négatif	6	6	100.00
Protzek	négatif	7	7	100.00
Nal von Minden	négatif	8	7	88.00
SureStep Abbott	négatif	12	12	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	7	88.00
Clear Test	négatif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	négatif	17	17	100.00
Autres tests rapides	négatif	14	12	86.00
Totale		90	86	96.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	6	6	100.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	2	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	5	5	100.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	20	18	90.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	3	3	100.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Nal von Minden	négatif	6	6	100.00

Morphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

Commentaire U3

À un litre d'urine a été ajouté 12080 µg de Paracetamol, 200 µg de THC-COOH, 600 µg de Cocaine, 600 µg de Benzoylcgonin et env. 553 mg d'Ethanol. Les cannabinoïdes, Paracetamol et la cocaïne doivent être positifs.