

Rapport MQ 2024/2 Résultats qualitatifs

Résumé

Echantillon		Résultats	bon	% bon
H14	HbF-Zellen	8	8	100.00
I09	Allergologie Immunocap RAPID	5339	5145	96.37
S01	Sang occulte dans les selles	190	189	99.47
U02	Bandelettes urinaires/HCG	1202	1183	98.42
U03	Urine drogues d'abus	822	801	97.45
Total		7561	7326	96.89

H14 HbF-Zellen

HbF-Cellules	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Kleihauer-Bethke	positif	0	8	100.00

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Chat	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	24	43	472	87.57

T3 Bouleau	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	12	0	528	97.78

W6 Armoise	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	524	3	3	98.87

G6 fléole des prés	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	16	0	525	97.04

F1 Blanc d'oeuf de poule	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	43	0	1	97.73

i6 Blatte germanique	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	481	3	3	98.77

E5 chien	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	527	3	1	99.25

T9 olivier	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	Valeur limite/neg	457	56	20	96.25

W21 Pariétaire	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	499	22	10	93.97

D1 Derm. pteronyssin.	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	Valeur limite/neg	437	71	26	95.13

F2 Lait	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	45	0	0	100.00

m6 Moisissure	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	480	4	0	99.17

S01 Sang occulte dans les selles

Sang occulte dans les selles	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test Hémocult	négatif	2	1	66.67
Hemofec	négatif	2	0	100.00
Test Colo-Rectal	négatif	23	0	100.00
Hexagon OBTI	négatif	29	0	100.00
Epi Tuub	négatif	4	0	100.00
Autres immuno	négatif	75	0	100.00
I-Colo-Rectal Test	négatif	54	0	100.00
Totale		189	1	99.47

Commentaire S01

Notre échantillon de selles simulé ne contenait pas de sang, tous les tests devraient être "négatif" .

U02 Bandelettes urinaires/HCG

HCG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	19	1183	98.42

Commentaire U02

L'urine provenait de donneurs sains et a été complétée par du glucose. La concentration en glucose était de 26 mmol/l. Les nitrites étaient négatifs lors de la production et après 4 semaines. Le nombre de bactéries lors de la mesure cytométrique en flux était dans les valeurs de référence. Pour les méthodes manuelles, la bandelette doit être lue après 60 secondes. Avec Urilux/UriSys, l'intervalle de temps entre l'immersion de la bandelette et le début de la mesure ainsi que la propreté du chariot sont tous deux déterminants.

U03 Urine drogues d'abus

Méthamphétamine	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
SureStep Abbott	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	13	0	100.00
Autres méthodes	négatif	15	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	0	100.00
Totale		49	0	100.00

Méthaqualone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

TCA	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage 8	positif	0	3	100.00
Triage TOX	positif	0	13	100.00
toutes les méthodes	positif	1	17	94.44
Totale		1	33	97.06

LSD	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	3	0	100.00

Amphétamines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Cobas	négatif	6	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	14	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	6	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	100.00
Triage TOX	négatif	11	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	0	100.00
Totale		99	0	100.00

Barbituriques	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	5	0	100.00
Protzek	négatif	3	0	100.00
Nal von Minden	négatif	2	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	3	0	100.00
Clear Test	négatif	1	0	100.00
Triage TOX	négatif	11	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	10	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	6	1	85.71
Totale		60	1	98.36

Benzodiazépines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	5	100.00
Cobas	positif	0	6	100.00
Protzek	positif	2	3	60.00
Nal von Minden	positif	0	8	100.00
SureStep Abbott	positif	1	12	92.31
Triage 8	positif	0	4	100.00
Intex	positif	0	4	100.00
Willi Fox	positif	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	7	100.00
Clear Test	positif	0	4	100.00
Triage TOX	positif	0	11	100.00
Autres quantitatifs	positif	1	16	94.12
Autres tests rapides	positif	3	9	75.00
Totale		7	92	92.93

Cannabinoïdes	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	6	0	100.00
Cobas	négatif	6	0	100.00
Protzek	négatif	7	0	100.00
Nal von Minden	négatif	11	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	16	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	5	0	100.00
Willi Fox	négatif	7	1	87.50
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	6	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	18	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	14	0	100.00
Totale		120	1	99.17

Cocaïne	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Cobas	négatif	6	0	100.00
Protzek	négatif	7	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	15	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	100.00
Triage TOX	négatif	11	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	18	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	14	0	100.00
Totale		108	0	100.00

Méthadone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	5	100.00
Cobas	positif	0	5	100.00
Protzek	positif	2	3	60.00
Nal von Minden	positif	0	6	100.00
SureStep Abbott	positif	1	12	92.31
Triage 8	positif	0	1	100.00
Intex	positif	0	3	100.00
Willi Fox	positif	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	2	5	71.43
Clear Test	positif	0	4	100.00
Triage TOX	positif	0	6	100.00
Autres quantitatifs	positif	1	13	92.86
Autres tests rapides	positif	4	11	73.33
Totale		10	77	88.51

Opiacés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Cobas	négatif	6	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	100.00
Triage TOX	négatif	11	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	18	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	13	0	100.00
Totale		103	0	100.00

Phencyclidin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	positif	0	5	100.00

Paracétamol	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	3	1	75.00

6-Acetylmorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	0	100.00

Buprenorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	5	0	100.00

EDDP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	14	100.00

Ethylglucuronid ql	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	0	2	100.00

Morphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	0	100.00

Ecstasy pos/neg	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	22	0	100.00

Commentaire U03

À un litre d'urine a été ajouté 350 µg d'Alprazolam, 450 µg de Méthadone, 450 µg de EDDP, 250 µg de Phéncyclidine, 2 mg de Clomipramine et 1 mg d'Imipramine. Les benzodiazépines, la méthadone, la phéncyclidine et les antidépresseurs tricycliques doivent être positifs.